


OptiLube 10g tube

OptiLube er den største produktserien av steril glidegel på markedet. Den selges i over 60 land over hele verden, og brukes i 97% av offentlige sykehus i Storbritannia

Videre åpning



For bruk som glidemiddel
innen urologi



“

“OptiLube-serien har vært et godt valg både for min legepraksis og for pasientene. Geléen er av høy kvalitet og gir enhetlig, høy ytelse”

Donna Kershner, lege, York PCT, Storbritannia

MEDI PLAST®

Forhandler: Mediplast AS Tollbugata 115, 3041 Drammen
T 32 88 11 00 | mediplast@mediplast.no | www.mediplast.com

Art.nr.	Beskrivelse	Avd.frp.	Trsp.frp.
60101114	OptiLube 10g tube	30	300

Vi gir pasienter og klinikere **valgfrihet**



optiLube active CHG Free™ 6ml^e 11ml^e

Inneholder bedøvelsesmiddel (lidokain 2%).



optiLube™ 6ml^e 11ml^e

Inneholder ingen ytterligere aktive ingredienser. Ideell for pasienter med allergier eller kontraindikasjoner.

Reduserer smerte og ubehag ved kateterisering

tilpasset sprøyte or uretral og suprapubisk applikasjon

Steril og for engangsbruk

Reduserer risikoen for uretralt traume

Minimerer risiko for infeksjon som følge av prosedyren

NAVN	STØR-RELSE	Trsp.frp.	Beskrivelse	Avd.frp.	YTRE EM-BALLASJE
OptiLube Active CHG Free	6ml	60101167	Steril glidegel med lokalvirkende bedøvelsesmiddel (lidokain 2%)	10	200
	11ml	60101168			
OptiLube	6ml	60101125	Steril eksplorationsgel uten flere aktive indholdsstoffer	10	200
	11ml	60101126			



optimummedical®

constantly creating better

Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET
T: +44 (0) 8456 435 479 F: +44 (0) 1142 383 826
E: enquiries@optimummedical.co.uk