

# Ilt og Bobleslange

- Slinger til ilt, som kobles mellem iltkilde/iltfugter og maske
- Kinkefri, stjerneformet slange i færdig længde, 2,1 m med f/f konnektor, bobleslange 180 cm, eller slange på rulle, man selv kan klippe i ønsket længde
- Opfylder standard: EN 13544-2:2002 + A1:2009
- Usterile

## Iltslange, transparent

| Varenr. | Beskrivelse    | Æske/Trpt.fp | PVC-fri                                                                             |
|---------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6014163 | ID 4 x YD 6 mm | 50/50        |  |

Materiale: PVC-fri

| Varenr. | Beskrivelse    | Æske/Trpt.fp |                                                                                       |
|---------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6014135 | ID 4 x YD 6 mm | 50/50        |  |

Materiale: PVC, DINP-blødgører

## Bobleslange, grøn

| Varenr.   | Beskrivelse                                                               | Æske/Trpt.fp |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6099970-1 | på rulle, 30 m,<br>ID 3 x YD 5 mm / ID 8 x YD 10 mm,<br>1 boble pr. meter | 1/5          |  |

Materiale: PVC, ATBC-blødgører

| Varenr.   | Beskrivelse                                                   | Æske/Trpt.fp |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6099960-1 | 180 cm, ID 3 x YD 5 mm / ID 8 x YD 10 mm,<br>bobler i enderne | 50/50        |  |

Materiale: PVC, ATBC-blødgører

Æske = min. kvant/best