



Indikation:
Dækforbinding, overfladiske sår, rene
kirurgiske sår og hudbeskyttelse

Steril Filmforbinding

MEDIPLAST kan tilbyde steril, transparent filmforbinding. Produktet findes både med og uden kantsystem. Forbindingerne med kantsystem har skrive-tape med hudvenlig papirtilhæftning, så tid for skift og navn kan noteres. Forbindingerne har en bakterie- og virusbarriere, er vandafvisende, så patienten kan bade og bruse, og de er semipermeable, hvilket tillader huden at ånde. Forbindingen er sterilt et-styks-pakket.

Varenummer	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
60701060	7,2 x 5 cm	50	4500
60701065	10 x 12 cm	50	1200
60701070	9,5 x 8,5 cm	50	1200
60701075	15,5 x 8,5 cm	50	600
60701080	10 x 20 cm	50	600
60701085	10 x 25 cm	50	600
60701090	10 x 30 cm	50	600
60701095	10 x 35 cm	20	160
60701145	20 x 30 cm	50	600
	Kantsystem med skrivetape		
60701120	4 x 5 cm	100	2000
60701125	6 x 7 cm	100	2000
60701128	9 x 10 cm	50	1000
60701130	10 x 12 cm	50	800
60701135	10 x 25 cm	30	300
60701140	15 x 20 cm	30	300

Æske = mindste kvantitet/bestilling