



vue•ultrasound gel™

ultraljudsgel

vattenbaserad med neutralt pH

Vue är en vattenbaserad ultraljudsgel för professionellt bruk. Används till alla typer av terapeutiskt och diagnostiskt ultraljud.



Funktioner och fördelar:

- **Vue** kan även användas för elektroder vid EKG eller TENS behandling, men lämpar sig inte för defibrillering.
- Gel med optimal viskositet, som inte klistrar eller irriterar huden. Fri från salt och hydroxid.
- Ofärgad, ger inte fläckar på utrustning, kläder eller hud.
- Steril gel, 250ml i flaska. Flaskan har en praktisk kork som är lätt att öppna och försluta med en hand.
- Steril gel, 20ml i endosförpackning. Används vid undersökningar där optimal hygien och sterilitet krävs.



LATEX FRI

Art.nr	Beskrivning	Avd. frp	Trsp. frp
60101156	20 ml endosförpackning, steril	30	240
60101156S	20 ml endosförpackning	30	240
60101165	5L behållare med pump	1	4
60101158	5L	1	4
60101159	1L flaska	-	12
60101157	250 ml flaska	-	40

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC Class I, non sterile (60101157, 60101158), samt Class IIa, sterile (60101156)



optimummedical®

MEDI PLAST®

Medioplast AB
Box 1004
212 10 MALMÖ

mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

Telefon: 040-671 23 00
Fax: 040-671 23 10
Kundtjänst: 020-78 80 35