

FÄRGKODNING MÄRKNING AV STERISSET CONTAINER



Aluminiumbrickor och handtag

På Steriset container finns möjlighet att färgkoda med aluminiumbrickor i åtta olika färger. Det finns möjlighet att placera upp till 2 aluminiumbrickor per container. Text på aluminiumbrickan finns som tillval. Till Steriset container finns möjlighet att färgkoda handtagen exempelvis efter storlek. Alla Steriset containers kommer i grundutförande med grått handtag med färgade handtag som tillval.

I den fasta hållaren på Steriset containern kan färdiganpassade etiketter monteras.



Etiketthållare

På kortsidan av Steriset containern kan en horisontell etiketthållare monteras, denna är avtagbar. Det finns även horisontell etiketthållare för fast montering på långsidan att tillgå.

