

seca 878 Golvvåg



Art.nr. 8787021099

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter.
En liten platt, lätt och robust elektronisk golvvåg med metallram. Den väger endast 4,1 kg.
Vikten visas med stora, digitala siffror i en dubbel display.
Dessutom finns "Hold"- och "Mor/Barn" - funktion (2 in 1).

Vågen styrs enkelt med foten och stänger automatiskt av sig efter ca.3 min.

Den nya energisnåla elektroniken fungerar mycket länge än på de vanliga, använd medföljande, engångsbatterierna typ AA, så du slipper adapter. Man kan även koppla in tillbehöret [seca nätadapter](#) kan vågen även drivas via ett vanligt vägguttag.

När vågen transporteras kan du stänga av "huvudströmmen" så vågen inte startar alls.
Då spar du batterierna. Vid längre transporter kan du använda tillbehöret [seca 421](#), [transportväska](#) med axelrem.

För ihopkoppling med längdmätare, se [seca 217](#).

Kapacitet	200 kg
Gradering	100 g<150 kg>200 g
Vikt	4,1 kg
Mått (BxHxD)	321 x 60 x 361 mm
Mått vågplatta (BxHxD)	288 x 60 x 280 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	