




## PVC-frie Sugekatetre Enkelpakket



- Farvekodet jævnfør standarden for sugekateter, EN ISO 8836:2019 for lettere identificering af rette størrelse
- Kateterlængde inkl. konnektor (4 cm);  
lige – 25, 40 og 53 cm, Coudé (vinklet) - 53 cm
- Engangs. Steriliseringsmetode: EO. Holdbarhed 5 år
- Materiale: TPE



Æske = mindste kvantitet/bestilling



PVC-fri, enkeltpakket	Strl / Ch	Farve	Æske/Trsp.karton
<b>Sugekateter lige, 25 cm</b>			
608806251	06	lys grøn	100/600
608808251	08	lys blå	100/600
608810251	10	sort	100/600
608812251	12	hvid	100/600
608814251	14	grøn	100/600
<b>Sugekateter lige, 40 cm</b>			
608806401	06	lys grøn	100/600
608808401	08	lys blå	100/600
608810401	10	sort	100/600
608812401	12	hvid	100/600
608814401	14	grøn	100/600
608816401	16	orange	100/600
<b>Sugekateter, lige, 53 cm</b>			
608806531	06	lys grøn	100/600
608808531	08	lys blå	100/600
608810531	10	sort	100/600
608812531	12	hvid	100/600
608814531	14	grøn	100/600
608816531	16	orange	100/600
<b>Sugekateter, Coudé (vinklet) 53 cm</b>			
608708531	08	lys blå	100/600
608710531	10	sort	100/600
608712531	12	hvid	100/600
608714531	14	grøn	100/600
608716531	16	orange	100/600



Æske = mindste kvantitet/bestilling

