

SURGICRIC III

Surgicric er et cricothyrotomisæt til at sikre ventilation i tilfælde af obstruktion af de øvre luftveje.


Surgicric III-sættet anvendes til en cricothyrotomi i henhold til Seldinger-teknikken.

Den unikke måde at pakke cricothyrotomisættet på giver brugeren følgende fordele:

- Klart overblik over alle komponenter
- Steril anvendelse i ethvert miljø
- Lille pakkestørrelse, hvilket gør den ideel til nødtasker

Låsemekanismen og den bløde spids maksimerer patientsikkerheden og reducerer risikoen for skade.

Kirurgisk Cricothyro- tomi



Atraumatisk



Låsemekanisme



Patientsikkerhed




Individuelt justerbar

**VBM**

VEND





Surgicric III - Seldinger-teknik

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
30082271	Surgicric III cricothyrotomisæt indeholdende: Skalpel # 11, sprøjte 10 ml, 6.0 mm tracheal tube med cuff og dilator, tracheostominakkebånd, tubeforlænger, nakkebånd til introducernål, introducernål og guidewire	1/1

Se video fra VBM: Surgicric III

