

Drentech Dune

Thoraxdränagesystem med uppsamlingskammare, mekaniskt lås (silikonmembran) och mekaniskt reglerad sugkontroll

- Kompakt enhet, endast 23 cm hög. Står stabilt utan golvstöd
- Hängare att använda vid transport
- Kapacitet 2000 ml
- Lättavläst skala
- Autoreglerande system – kan användas till alla sugkällor med lufttryck ner till 6 l/min.
- Automatisk säkerhetsventil - för positiv tryckavlastning
- Provtagningsport - självförslutande och nål-fri
- MR kompatibel
- Latexfri slang med kona för enkel sammankoppling till thoraxkatetern



Artikelnr.	Beskrivning	Avd. / Trpt.fp
6010113 10137	Dränagesystem, engångs Dränagesystem, engångs, dubbla slangar En singelförpackning innehåller: system, latexfri slang med snap-on koppling samt spruta för att fylla vattenlåset	4 st singelpackade, sterila system

