

Oxygen- och Bubbelslang

- Slangar för oxygen som kopplas mellan syrgaskälla/syrgasbefuktare och mask/grimma
- Välj mellan en knickfri, stjärnformad slang i färdig längd, 2,1 m, med k/k konnektor, bubbelslang 180 cm eller slang på rulle att klippa själv i önskad längd
- Uppfyller standard: EN 13544-2:2002 + A1:2009
- Osterila

Oxygenslang, transparent

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	PVC-fri
6014163	ID 4 x YD 6 mm	50/50	

Material: PVC-fri

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014135	ID 4 x YD 6 mm	50/50	

Material: PVC, mjukgörare DINP

Bubbelslang, grön

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6099970-1	på rulle, 30 m, ID 3 x YD 5 mm / ID 8 x YD 10 mm, 1 bubbla per meter	1/5	

Material: PVC, mjukgörare ATBC

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6099960-1	180 cm, ID 3 x YD 5 mm / ID 8 x YD 10 mm, bubblor i ändarna	50/50	

Material: PVC, mjukgörare ATBC

Avd.förp = min.kvant/best