

# G-Jet®

## Gastrojejunalknapp med låg profil



G-JET® reducerar risken för:

- Skav
- Läckage
- Förväxling av port
- Tilttäppning av slang
- Rekommenderad cuffvolym anges på ventil


Nu även i 14FR

G = Gastrisk del

AMT 14F G Lumen	58% större än konkurrerande 14F
AMT 16F G Lumen	41% större än konkurrerande 16F
AMT 18F G Lumen	34% större än konkurrerande 18F

J = Jejunal del

AMT 14F G Lumen	56% större än konkurrerande 14F
AMT 14F G Lumen	56% större än konkurrerande 16F
AMT 16F G Lumen	131% större än konkurrerande 16F
AMT 16F G Lumen	81% större än konkurrerande 18F
AMT 18F G Lumen	172% större än konkurrerande 18F
AMT 18F G Lumen	57% större än konkurrerande 22F



Avd.fp = min.kvant/best



Vit G-Port  
Ventrikel (Vit)  
kopplingslang  
Vrid 3/4 medsols



Glow Green J-Port  
Jejunal (glow green)  
kopplingslang  
Vrid 1/4 medsols



Räta ut Jejunalporten  
för att underlätta  
införel av ledare

FR	Minimum cuffvolym i ballong	Rekommenderad cuffvolym	Max cuffvolym
14FR	3 ml	4 ml	5 ml
16FR	3 ml	4 ml	5 ml
18FR	7 ml	8 ml	9 ml

Förstärkt insida  
för att förhindra  
veck på slangen




Jejunum-porten och dess  
matslang är självlysande för  
att underlätta matning i mörker



MR godkänd





## G-JET® Gastrojejunalknapp

Art. nr	Storlek	Art. nr	Storlek	Art. nr	Storlek
GJ-1410-15-I	14FR x 1,0 x 15 cm	GJ-1610-15-I	16FR x 1,0 x 15 cm		
GJ-1410-22-I	14FR x 1,0 x 22 cm	GJ-1610-22-I	16FR x 1,0 x 22 cm		
GJ-1412-15-I	14FR x 1,2 x 15 cm	GJ-1612-15-I	16FR x 1,2 x 15 cm		
GJ-1412-22-I	14FR x 1,2 x 22 cm	GJ-1612-22-I	16FR x 1,2 x 22 cm	GJ-1812-22-I	18FR x 1,2 x 22 cm
GJ-1412-30-I	14FR x 1,2 x 30 cm	GJ-1612-30-I	16FR x 1,2 x 30 cm	GJ-1812-30-I	18FR x 1,2 x 30 cm
GJ-1415-15-I	14FR x 1,5 x 15 cm	GJ-1615-15-I	16FR x 1,5 x 15 cm		
GJ-1415-22-I	14FR x 1,5 x 22 cm	GJ-1615-22-I	16FR x 1,5 x 22 cm	GJ-1815-22-I	18FR x 1,5 x 22 cm
GJ-1415-30-I	14FR x 1,5 x 30 cm	GJ-1615-30-I	16FR x 1,5 x 30 cm	GJ-1815-30-I	18FR x 1,5 x 30 cm
GJ-1415-45-I	14FR x 1,5 x 45 cm	GJ-1615-45-I	16FR x 1,5 x 45 cm	GJ-1815-45-I	18FR x 1,5 x 45 cm
GJ-1417-15-I	14FR x 1,7 x 15 cm	GJ-1617-15-I	16FR x 1,7 x 15 cm		
GJ-1417-22-I	14FR x 1,7 x 22 cm	GJ-1617-22-I	16FR x 1,7 x 22 cm	GJ-1817-22-I	18FR x 1,7 x 22 cm
GJ-1417-30-I	14FR x 1,7 x 30 cm	GJ-1617-30-I	16FR x 1,7 x 30 cm	GJ-1817-30-I	18FR x 1,7 x 30 cm
GJ-1417-45-I	14FR x 1,7 x 45 cm	GJ-1617-45-I	16FR x 1,7 x 45 cm	GJ-1817-45-I	18FR x 1,7 x 45 cm
GJ-1420-22-I	14FR x 2,0 x 22 cm	GJ-1620-22-I	16FR x 2,0 x 22 cm	GJ-1820-22-I	18FR x 2,0 x 22 cm
GJ-1420-30-I	14FR x 2,0 x 30 cm	GJ-1620-30-I	16FR x 2,0 x 30 cm	GJ-1820-30-I	18FR x 2,0 x 30 cm
GJ-1420-45-I	14FR x 2,0 x 45 cm	GJ-1620-45-I	16FR x 2,0 x 45 cm	GJ-1820-45-I	18FR x 2,0 x 45 cm
GJ-1423-30-I	14FR x 2,3 x 30 cm	GJ-1623-30-I	16FR x 2,3 x 30 cm	GJ-1823-30-I	18FR x 2,3 x 30 cm
GJ-1423-45-I	14FR x 2,3 x 45 cm	GJ-1623-45-I	16FR x 2,3 x 45 cm	GJ-1823-45-I	18FR x 2,3 x 45 cm
GJ-1425-30-I	14FR x 2,5 x 30 cm	GJ-1625-30-I	16FR x 2,5 x 30 cm	GJ-1825-30-I	18FR x 2,5 x 30 cm
GJ-1425-45-I	14FR x 2,5 x 45 cm	GJ-1625-45-I	16FR x 2,5 x 45 cm	GJ-1825-45-I	18FR x 2,5 x 45 cm
GJ-1427-30-I	14FR x 2,7 x 30 cm	GJ-1627-30-I	16FR x 2,7 x 30 cm	GJ-1827-30-I	18FR x 2,7 x 30 cm
GJ-1427-45-I	14FR x 2,7 x 45 cm	GJ-1627-45-I	16FR x 2,7 x 45 cm	GJ-1827-45-I	18FR x 2,7 x 45 cm
GJ-1430-45-I	14FR x 3,0 x 45 cm	GJ-1630-45-I	16FR x 3,0 x 45 cm	GJ-1830-45-I	18FR x 3,0 x 45 cm
GJ-1435-45-I	14FR x 3,5 x 45 cm	GJ-1635-45-I	16FR x 3,5 x 45 cm	GJ-1835-45-I	18FR x 3,5 x 45 cm
GJ-1440-45-I	14FR x 4,0 x 45 cm	GJ-1640-45-I	16FR x 4,0 x 45 cm	GJ-1840-45-I	18FR x 4,0 x 45 cm
GJ-1444-45-I	14FR x 4,4 x 45 cm	GJ-1644-45-I	16FR x 4,4 x 45 cm	GJ-1844-45-I	18FR x 4,4 x 45 cm
GJ-1450-45-I	14FR x 5,0 x 45 cm	GJ-1650-45-I	16FR x 5,0 x 45 cm	GJ-1850-45-I	18FR x 5,0 x 45 cm
GJ-1455-45-I	14FR x 5,5 x 45 cm	GJ-1655-45-I	16FR x 5,5 x 45 cm	GJ-1855-45-I	18FR x 5,5 x 45 cm
GJ-1460-45-I	14FR x 6,0 x 45 cm	GJ-1660-45-I	16FR x 6,0 x 45 cm	GJ-1860-45-I	18FR x 6,0 x 45 cm

## Matslangar Jejunum port (J)

### Rak koppling (Bolus) med enkel port ENFit hane

Art.nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp.
8-0211-I	5 cm	10/10
8-1211-I	30 cm	10/10
8-2411-I	60 cm	10/10



### Rak koppling (Bolus) med Y-port ENFit hane

Art.nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp.
8-0212-I	5 cm	10/10
8-1212-I	30 cm	10/10



### Vinklad koppling med enkel port ENFit hane

Art.nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp.
8-1221-I	30 cm	10/10
8-2421-I	60 cm	10/10



### Vinklad koppling med Y-port ENFit hane

Art.nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp.
8-0222-I	5 cm	10/10
8-1255-I	30 cm	10/10
8-2455-I	60 cm	10/10



Alla matslangar har självlysande koppling och port för att underlätta matning i mörker.



## Matslangar Ventrikel port (G)

### Rak koppling (Bolus) med enkel port ENFit hane

Art.nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp.
6-0211-I	5 cm	10/10
6-1211-I	30 cm	10/10
6-2411-I	60 cm	10/10



### Rak koppling (Bolus) med Y-port ENFit hane

Art.nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp.
6-0212-I	5 cm	10/10
6-1212-I	30 cm	10/10



### Vinklad koppling med enkel port ENFit hane

Art.nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp.
6-1221-I	30 cm	10/10
6-2421-I	60 cm	10/10



### Vinklad koppling med Y-port ENFit hane

Art.nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp.
6-1222-I	30 cm	10/10
6-2422-I	60 cm	10/10

