


# Pocketmask


- Pocketmask, för engångsbruk, klar att använda vid mun-till mask inblåsning vid hjärt-lungräddning
- Masken kan användas både på barn och vuxen. För användning på barn – vänd masken så att änden med "Nose" markeringen ligger under hakan
- Masken har ett löst munstycke med envägsventil, ett hydrofobt filter samt oxygennippel där oxygenslang kan kopplas vid behov
- För användning av masken i utbildningssyfte (på docka) finns bla munstycke som tillbehör
- Uppfyller standard: ISO EN 5356-1:2015
- Osteril

## Pocketmask

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014218	Ask med mask och extra munstycke. Passar både Barn och Vuxen. Engångs	16/128	

Material: Mask: PVC med mjukgörare DINP - Ask: PP - Resår (latexfritt): PE - Munstycke: PS  
 Filter: PP - Ventil: PVC-fri plast, silikon


## Tillbehör – för användning i utbildningssyfte

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014219	Ventil för pocketmask	10/200	

Material: Ventil: PVC-fri plast, silikon

6014220	Filter för pocketmask	10/150	
---------	-----------------------	--------	---

Material: Filter: PP

6014009	Munstycke för pocketmask	50/1600	
---------	--------------------------	---------	---

Material: Munstycke: PS

Avd.förp = min.kvant/best