




Sterile Filmbandasjer med Absorbsjonspute

MEDIPLAST kan tilby sterile transparente filmbandasjer med absorpsjonspute.

Absorpsjonsputen hefter ikke mot såret. Produktet finnes både med og uten rammesystem.

De med rammesystem har noteringstape av hudvennlig papir for å kunne notere tid for bytte og navn. Bandasjen har en bakterie- og virusbarriere og er vannavvisende slik at pasienten kan bade og dusje. Bandasjen er semipermeable som gjør at huden kan puste. Bandasjen er sterilt en-stykkส์forpakket.

Indikasjon:

Postoperativ bandasje; beskytter rene sår.
Små snitt, artroskopi, laparoskopi og
biopsi. Flenger, skrubbsår og brannskader
av første grad. Overfladiske og partielle sår.
Mild til moderat drenerte sår. Hydroterapi
og dagkirurgi.

Avd.fp = min.kvant/best

Artikkelnummer	Størrelse	Absorbsjonspute	Antall/avd.frp	Antall/trp.frp
60701020	7 x 5 cm	4 x 2,5 cm	50	4500
60701022	6 x 10 cm	5 x 3,5 cm	50	400
60701025	10 x 12 cm	7,5 x 5 cm	50	1200
60701030	9,5 x 8,5 cm	6 x 3,5 cm	50	1200
60701035	15,5 x 8,5 cm	11 x 3,5 cm	50	600
60701040	10 x 20 cm	15,5 x 5,5 cm	30	360
60701045	10 x 25 cm	20 x 5,5 cm	30	360
60701050	10 x 30 cm	25 x 5,5 cm	30	360
60701055	10 x 35 cm	30 x 5,5 cm	30	360
Rammesystem med noteringstape				
60701150	4 x 5 cm	2,5 x 2 cm	50	1000
60701155	6 x 7 cm	4 x 3 cm	50	1000
60701156	6 x 10 cm	6 x 2,5 cm	50	200
60701158	9 x 10 cm	6 x 4,5 cm	25	100
60701162	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm	25	100
60701164	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm	25	100
60701160	10 x 12 cm	6 x 4,5 cm	25	500
60701165	10 x 25 cm	20 x 4,5 cm	25	500
60701170	15 x 20 cm	10,5 x 8 cm	25	500
60701175	9 x 30 cm	25 x 4,5 cm	25	100
60701180	9 x 35 cm	30 x 4,5 cm	25	100

Avd.frp = min.kvant/best