


Horizon Open Applier

– i rustfrit stål

Horizon Applier er alle farvekodet


Applieren kan åbnes helt og dermed vaskes og steriliseres ordentligt.

Risiko for urenheder på boxlåsen er derfor mindsket betydeligt.



Variabel farve

Konstant farve



Fuldstændig åbning af applieren for rengøring

Varenummer	Farve	Benlængde	Størrelse	Kæbeform	Bemærkninger
60HZ537061		15 cm (6")	Micro	Kurvet 20°	
60HZ537081		20 cm (8")	Micro	Kurvet 20°	
60HZ137061		15 cm (6")	Small	Kurvet 20°	
60HZ137081		20 cm (8")	Small	Kurvet 20°	
60HZ137085		20 cm (8")	Small	Vinklet 55°	
60HZ137111		28 cm (11")	Small	Kurvet 20°	
60HZ137062		15 cm (6")	Small	Kurvet 20°	Bred
60HZ137082		20 cm (8")	Small	Kurvet 20°	Bred
60HZ137086		20 cm (8")	Small	Vinklet 55°	Bred
60HZ137112		28 cm (11")	Small	Kurvet 20°	Bred
60HZ237061		15 cm (6")	Medium	Kurvet 20°	
60HZ237081		20 cm (8")	Medium	Kurvet 20°	
60HZ237085		20 cm (8")	Medium	Vinklet 55°	
60HZ237111		28 cm (11")	Medium	Kurvet 20°	
60HZ237115		28 cm (11")	Medium	Vinklet 55°	
60HZ237117		28 cm (11")	Medium	Vinklet 70°	
					Fortsættes



Teleflex®

Fortsatt

Varenummer	Farve	Benlængde	Størrelse	Kæbeform	Bemærkninger
60HZ337081		20 cm (8")	Medium/Large	Kurvet 20°	
60HZ337085		20 cm (8")	Medium/Large	Vinklet 55°	
60HZ337111		28 cm (11")	Medium/Large	Kurvet 20°	
60HZ337115		28 cm (11")	Medium/Large	Vinklet 55°	
60HZ337117		28 cm (11")	Medium/Large	Vinklet 70°	
60HZ437081		20 cm (8")	Large	Kurvet 20°	
60HZ437085		20 cm (8")	Large	Vinklet 55°	
60HZ437111		28 cm (11")	Large	Kurvet 20°	
60HZ437115		28 cm (11")	Large	Vinklet 55°	
60HZ437117		28 cm (11")	Large	Vinklet 70°	
60HZ137117		28 cm (11")	Small	Multivinklet 45°	Bred
60HZ137118		28 cm (11")	Small	Multivinklet 20°	Bred

Teleflex Medicals appliere open/endoskopisk er kun designet for Teleflex clips Horizon/Hemolok. Teleflex medical kan ikke garantere sikkerheden, hvis andre clips fabrikater anvendes i Teleflex appliere.


Teleflex®