





# Myringotomiasetit

- Täydellinen setti tärykalvon puhkaisuun ja putkituksiin
- Kertakäyttöinen
- Steriilisti yksittäispakattu repäisypakkaukseen, muovikaukalo, liina (50 x 50 cm)
- Sterilointimenetelmä: EO
- Material: PP/ ABS/ Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettu teräs

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk
6066143100	3 kpl Metalli-imukärki: 1,4 x 70 mm, 2,0 x 70 mm, 2,5 x 80 mm 1 kpl Myringotomia veitsi, oranssi, kaksoishiottu kärki 1 kpl Imukädensija 3 kpl Korvasuppilo (3 mm, 4 mm, 5 mm) 2 kpl Taitos, 7,5 x 7,5 cm	30/180 
6066143200	3 kpl Metalli-imukärki: 1,0 x 70 mm, 1,4 x 70 mm, 2,0 x 70 mm 1 kpl Myringotomia veitsi, punainen, kolmisivuinen kärki 1 kpl Imukädensija 3 kpl Korvasuppilo (4 mm, 5 mm, 6 mm) 2 kpl Taitos, 7,5 x 7,5 cm	30/180 
6066143300	3 kpl Metalli-imukärki: 1,4 x 70 mm, 2,0 x 70 mm, 2,5 x 80 mm 1 kpl Myringotomia veitsi, punainen, kolmisivuinen kärki 1 kpl Imukädensija 3 kpl Korvasuppilo (2,5 mm, 4 mm, 5 mm) 2 kpl Taitos, 7,5 x 7,5 cm	30/180 
6066143400	3 kpl Metalli-imukärki: 1,4 x 70 mm, 2,0 x 70 mm, 4,0 x 80 mm 1 kpl Myringotomia veitsi, punainen, kolmisivuinen kärki 1 kpl Imukädensija 3 kpl Korvasuppilo (5 mm, 6 mm, 7 mm) 2 kpl Taitos, 7,5 x 7,5 cm	30/180 

Os.pakk = pienin toim.erä

Valmistaja: Mediplast AB / www.mediplast.com

