


Spike / Overførselsspike



- Til at blande og udtrække medicin og giftige stoffer
- Lukket system for at eliminere risiko for spild under forberedelse
- Forenkler forberedelse og aspiration af medicin
- Luftfilter 3 µm på de luftede produkter
- Overførselsspids til alle typer af infusions-/flasker

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60SRL80702A	Spids, luftet med nålefri tilslutning	PVC-fri	30*/450
60SRL40702AP	Spike, med slange 3 cm, 3,2 x 4,3 mm (ID x YD), luftet med nålefri tilslutning	DEHP-fri PVC	30*/450
60SRL40702AV	Spike, med slange 3 cm, 3,2 x 4,3 mm (ID x YD), luftet med nålefri tilslutning og tilbageløbsventil	DEHP-fri PVC	30*/450
60MP04000380	Overførselsspids	PVC-fri	30*/450
60SRL40003P	Overførselsspids, med slange 80 cm og rulleklemme	DEHP-fri PVC	10*/100
60SRL40002P	Transfer Spike, med slange 170 cm, 4,8 x 6,8 mm (ID x YD)	DEHP-fri PVC	50*/50

Materiale: Spids/Overførselsspids: ABS Beskyttelsehætte: PE Luftfilter: PP Konnekter: ABS	Nålefri tilslutning: PC/Silikone Slange: DEHP-fri PVC Tilbageløbsventil: SAN/Silikone Rulleklemme: ABS/PS	Sterilisering: EO Engangsbrug, steril 1 stk. i peel-pack * = minimum bestilling
---	--	---