

Genanvendelig

Blødt og behageligt materiale

Latexfri



Bi-maske

Anatomisk formet anæstesi ansigtsmaske

/ Bi-maske

Bi-masken er en ansigtsmaske i silikone med integreret plastiskal. Dette understøtter et behageligt greb, da masken er formbar og alligevel giver stabilitet uden at falde sammen. På grund af den anatomiske form giver bi-masken en lufttæt forsegling med minimalt tryk, og det ergonomiske design muliggør et optimeret greb via C-greb. Bi-masken fås i 5 størrelser og kan behandles op til 100 gange (autoklaverbar ved 134°C)

Egenskaber



Bestillings-information

Bi-Maske / Genanvendelig

Str.	Patient	Konnektor	Farve	Art.nr.	Æske
2	Barn, small	22 mm I.D.	■	3565222	1
3	Barn, large	22 mm I.D.	■	3565223	1
4	Voksen, small	22 mm I.D.	■	3565224	1
5	Voksen, medium	22 mm I.D.	■	3565225	1
6	Voksen, large	22 mm I.D.	■	3565226	1



Fastgørelsesring / Genanvendelige

Art.nr.	Æske
8860266	10

Fikseringsbånd / Engangs

Patient	Art.nr.	Æske
Voksen	3530255	10

Fikseringsbånd / Genanvendelig

Patient	Art.nr.	Æske
Barn	3570155	10
Voksen	3570255	10

This product is manufactured without the use of natural rubber latex, unless otherwise specified.
This product does not contain phthalates which require labelling according to CLP Regulation (EC) 1272/2008.

VBM Medizintechnik GmbH

CE / CE 0123
PRO062_3.0_EN

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany
Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Forhandler:
MEDI PLAST

Medioplast A/S
Marielundvej 46E, 2730 Herlev
T 43 44 40 00
info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com