



## Myringotomiskalpell

- Engangs Myringotomiskalpell
- Brukes til paracentese av trommehinnen ved innlegging av dren
- Sterilt enkeltpakket i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Material: PP / Medisinsk rustfritt stål

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt. Fp
6066121370	1,3 x 70 mm, rød, trefaset spiss	30/720
6066121070	1,0 x 70 mmm, rosa, trefaset spiss	30/720
6066121170	1,0 x 70 mmm, orange, dobbeltslipt spiss	30/720

Avd.fp = min.kvant/best