




OptiLube glidgel är avsedd
att användas vid exempelvis
intermittent kateterisering



- Ny tub med extra stor öppning
- Passar för kateter/sond upp till 26 CH
- Lätt att öppna och stänga
- Glidgelen är steril i oöppnad tub

10g e

Art.nr.	Beskrivning	Avd.frp.	Trsp.frp.
60101114	Glidgel steril 10 g tub	30	300

Material/Innehåll:

Gel - PEG, Glycerin, Na Hydroxid, konserveringsmedel, renat vatten, karbomer

Tub - PE


Kartong - återvinningsbar, ej klorblekt kartong

Produkten är PVC-fri

Förvaras i rumstemperatur

Läs bipacksedeln i förpackningen

Avd.frp = minsta försäljningsenhet



Skruva av korken
och drag av folien
Skruva på korken igen



Stoppa ned
kateterens spets
i tuben



Öppnad förpackning
bryter steriliteten
och bör kasseras
efter användning

MEDI PLAST®

Distribueras av:

Medioplast AB
Box 1004, 212 10 MALMÖ
mediplast.info@mediplast.com
Telefon: 020-78 80 35
www.mediplast.com



optimummedical®

Manufactured By:

Optimum Medical

enquiries@optimummedical.co.uk
Tel: +44 (0)845 643 5479

www.optimummedical.co.uk