



seca 757 Babyvåg **Wireless**



Art.nr 7577021698

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter. Elektronisk och mycket uppskattad barnvåg som är noggrann med 5 g gradering. Vågen har HOLD- och TARA- funktion. Den har också dämpning, vilket gör att du får en korrekt vikt även om baby inte ligger still. Nackstöd ingår alltid. Vågen är stabil, lättskött och har tydlig LCD display. Vikten visas i stora digitala siffror. Den helgjutna designen, gör vågen hygienisk och lätt att hålla ren. Försedd med **Wireless** överföring av mätdata.

Levereras med laddningsbara AA batterier och **seca** nätadapter.

Kapacitet	5/15 kg
Gradering	2/5 g
Längdmätning	0 – 50 mm
Vikt	6,8 kg
Mått (BxHxD)	551 x 151 x 320 mm
Mått vågskål (BxHxD)	540 x 110 x 250 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	

Tillval: Modul seca 452 för överföring av data till elektroniskt journalsystem, Laddningsenhet/batteripack seca 454, Vagn seca 403 och seca 402



seca
Precision for health