

# Blandingssæt

- Et lukket system til forberedelse og administrering af giftige medikamenter
- Enkelt og let at bruge
- PVC fri eller DEHP fri, PVC
- Gør håndteringen af medikamenter mere sikker og hjælper med at minimere spild og eksponering
- Væskefilter 15 µm og spids med luftfilter 0,2 µm
- Rulleklemme for maksimal præcision til at sikre konsistent og sikker infusionshastighed
- Spids uden silikone for sikker tilslutning til infusionsposen/-flasken
- Flowstop med hydrofobisk filter, der gør priming lettere og reducerer risikoen for lækage og kontaminering
- Roterende luer-lock
- En lukket han luer-adapter for sikker forberedelse, administrering og frakobling
- Findes med nålefri tilslutning, 3-vejs hane og/eller med mere end en spids
- MR kompatibel



Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60MR03508057	Blandingssæt 180 cm	PVC-fri	10/100*
60MR03508357T	Blandingssæt 180 cm	DEHP-fri PVC	10/100*
60MR03508057L	Blandingssæt 180 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL03508057N	Blandingssæt 180 cm, slange med spige og nålefri tilslutning	PVC-fri	100/100*
60SRL03508057CN	Blandingssæt 180 cm, spidsslange med nålefri tilslutning, lukket han luer-adapter og priminghætte	PVC-fri	100/100*
60SRL03508057C	Blandingssæt 180 cm, nålefri tilslutning	PVC-fri	100/100*
60SRL03508057CL	Blandingssæt 180 cm, nålefri tilslutning, lukket han luer-adapter og priminghætte	PVC-fri	100/100*
60SRL03508057L	Blandingssæt 180 cm, lukket han luer-adapter og priminghætte	PVC-fri	10/100*

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60SRL03508067P	Blandingssæt 180 cm, 3-vejs hane med nålefri tilslutning + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/100*
60MR03508058	Blandingssæt 180 cm med dobbeltspids	PVC-fri	10/50*
60SRL03508058	Blandingssæt 180 cm med dobbeltspids, lukket han luer-adapter og priminghætte	PVC-fri	10/100*
60SRL03508052	Blandingssæt 180 cm med dobbeltspids	PVC-fri	10/100*
60SRL03508252	Blandingssæt 180 cm, nålefri tilslutning + 12 cm forlængerslange, double spike	PVC-fri	10/100*
60SRL03508152	Blandingssæt 180 cm, 3-vejs hane + 15 cm forlængerslange, dobbeltspids	PVC-fri	10/100*
60SRL03508053	Blandingssæt 180 cm, 3 x spids	PVC-fri	50/50*
60SRL03508253	Blandingssæt 180 cm, nålefri tilslutning + 12 cm forlængerslange, 3 x spids	PVC-fri	50/50*
60SRL03508153	Blandingssæt 180 cm, 3-vejs hane + 15 cm forlængerslange, 3 x spids	PVC-fri	50/50*
60SRL03508054	Blandingssæt 180 cm, 4 x spids	PVC-fri	50/50*
60SRL03508254	Blandingssæt 180 cm, nålefri tilslutning + 12 cm forlængerslange, 4 x spids	PVC-fri	50/50*
60SRL03508154	Blandingssæt 180 cm, 3-vejs hane + 15 cm forlængerslange, 4 x spids	PVC-fri	50/50*
60SRL03508055	Blandingssæt 180 cm, 5 x spids	PVC-fri	50/50*
60SRL03508255	Blandingssæt 180 cm, nålefri tilslutning + 12 cm forlængerslange, 5 x spids	PVC-fri	50/50*
60SRL03508155	Blandingssæt 180 cm, 3-vejs hane + 15 cm forlængerslange, 5 x spids	PVC-fri	50/50*
60MR03508257	Blandingssæt 320 cm	PVC-fri	10/100*

Materiale: Slange: PVC DEHP-FRI/TPE Drypkammer: SB/ PVC DEHP-FRI Spids: ABS Luftfilter: PP/ PS/SB/HDPE/Silikone Væskefilter: PA Rulleklemme: ABS/PS Trykklemme: PP	Priming-stop/Flowstop: ABS/PE 3-Vejs hane: PC/HDPE Lukket han luer-adapter: PSU/PE Hydrofobisk hætte: PP/Akryl Tilslutning: ABS Nålefri tilslutning: PC/Silikone Luer-lås: ABS	Sterilisering: EO Blandingssæt. 20 drp aqua dest = 1 ml Engangsbrug, steril 1 stk. i skrælpakke * = minimum bestilling
--	--	---