

# Ansiktsmasker

Kirurgiske munnbind, undersøkelsesmunnbind  
og åndedrettsvern

**MEDI PLAST**




**Masker  
klar til bruk**

# Evalueringsprogram

Medlines gratis, uforpliktete produktevaluering gir deg muligheten til å selv oppleve den utrolige komforten og beskyttelsen til Medlines munnbind og åndedrettsvern. Medline gir deg alle verktøyene og den kliniske støtten personalet ditt har behov for under evalueringen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med din Medline-forhandler.

## Innhold

<b>Introduksjon</b>	<b>4</b>
EN-standarder	4
Et ekstraordinært utvalg	6
Innovativ pakning	7
<b>Væsker resistente munnbind</b>	<b>8</b>
<b>Kirurgiske munnbind</b>	<b>10</b>
<b>Munnbind til prosedyrer</b>	<b>12</b>
<b>Åndedrettsvern</b>	<b>13</b>
<b>Øyevern</b>	<b>14</b>



# Beskyttelse og pusteevne av høyeste standard

Medline har utviklet mange nye produkter gjennom partnerskap. Dette involverer samarbeid med helsepersonale over hele verden, å lære om de unike behovene deres og å finne de beste løsningene. Det er derfor våre munnbind og åndedrettsvern gir ekstraordinær komfort, samtidig som at de lever opp til den høyeste standarden av beskyttelse. Våre masker er designet for å møte kravene til helsepersonell, fra kirurgen til sykepleieren.

## Krav til medisinske munnbind i henhold til EU-standardEN14683

Medlines produktserie av munnbind oppfyller kravene til konstruksjons-, design- og ytelseskravene i EU-standardEN14683. Munnbindene har blitt testet for bakteriell filtreringseffektivitet (BFE), differensialtrykk, sprutbestandighet, mikrobakteriell renhet og biokompatibilitet, før de legges ut på markedet. Medline tilbyr et fullstendig utvalg av lateksfrie prosedyre- og kirurgiske munnbind, som oppfyller kravene i EN14683, type II og type IIR.

	Bakteriell filtrerings-effektivitet (%)	Differensialtrykk (Pa/cm <sup>2</sup> )	Sprutbestandighets-trykk (kPa)	Mikrobakteriell renhet (cfu/g)
Type I	≥ 95	< 40	Ikke påkrevd	≤ 30
Type II	≥ 98	< 40	Ikke påkrevd	≤ 30
Type IIR	≥ 98	< 60	≥ 16	≤ 30

# Krav til åndedrettsvern i henhold til EU-standarden EN149

Medlines produktserie innen åndedrettsvern samsvarer med EU-standarden EN149+A1:2009 for filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler. Produktserien består av kjegleformede og flatformede masker, med eller uten ventil, som faller inn under en av telysklassene som er spesifisert i standarden: FFP1, FFP2 eller FFP3.

Fysiske egenskaper		FFP1	FFP2	FFP3
Total inntrengende lekkasje		Ikke mer enn 22 % i gjennomsnitt	Ikke mer enn 8 % i gjennomsnitt	Ikke mer enn 2 % i gjennomsnitt
Penetrering av filtermateriale, maks. første penetrering av testaerosoler	NaCl-test 95 l/min., % maks.	20	6	1,0
	Parafintest 95 l/min., % maks.	20	6	1,0
Pustemotstand, maksimalt tillatt motstand (mbar)	Inhalering 30 l/min.	0,6	0,7	1,0
	Inhalering 95 l/min.	2,1	2,4	3,0
	Ekspirasjon 160 l/min.	3	3	3,0

# Et ekstraordinært utvalg

## Vi tilbyr merkbar komfort og pålitelig beskyttelse til de ansatte

Takket være det kontinuerlige arbeidet sammen med helsepersonale i utviklingen av produktløsninger som er tilpasset ulike behov, kan porteføljen vår by på et omfattende utvalg av lateksfrie masker med innovative funksjoner.



### Komfort

- Stort utvalg: Fra alternativer for sensitiv hud til visir med anti-dugg og ultra-myk snøring – vi dekker alle behov.
- Fantastisk pusteevne: I tillegg til å filtrere ut skadelige bakterier, slipper også maskene våre luft enkelt ut og inn, for å fremme bedre pusteevne og komfort.



### Innovasjon

- Eksklusivt pakningssystem: Personalet vil raskt og intuitivt kunne velge det riktige munnbindet med fargekodene våre, hjelpsomme ikoner, fargefotografier m.m.
- Anti-refleksive visirer: Det spesielle belegget fjerner så å si alle refleksjoner fra lampene i operasjonssalen.



### Beskyttelse

- Filtreringseffektivitet: Alle Medline-masker overgår standarden for bakteriell filtreringseffektivitet og differensialtrykk i henhold til EN14683.
- Beskyttelse mot væske: Væsker resistente undersøkelses og kirurgiske munnbind, type IIR er også tilgjengelige, som både møter og overgår sprutbestandighetsstandarden på 120 mmHg.

# Innovativ pakning som forenkler valg av munnbind

Medlines pakning er utformet for å gjøre det enkelt for de ansatte å raskt identifisere mange ulike maskeegenskaper.

## Fargekodet pakning

**Lilla:** væsker resistente masker, type IIR


**Grønn:** Kirurgiske munnbind, type II

**Oransje:** undersøkelsesmunnbind, type II

**Blå:** Respiratorer















## Perforering og en praktisk tommelutskjæring

For enkel åpning og dispensering















Produktklassifisering,  
for korrekt valg og sinnsro

# Væskeressistente kirurgisk munnbind

Varenummer.	Bakteriell filtrerings-effektivitet (%)	Differensial-trykk (Pa/cm <sup>2</sup> )	Sprut-bestandighet (kPa)	EN14683 type	Pakning
 BFE-345	99,8	49,6	16	Type IIR	50/eske, 2000/kartong
Spunbond-polypropylen på innsiden, spunbond-polypropylen på utsiden, lilla, med snøring					
 NONE27422	99,4	36,92	21	Type IIR	50/eske, 300/kartong
<b>Væskeressistent kirurgisk munnbind uten anti-dugg-skumgummi</b> Termisk bundet polypropylen på innsiden, spunbond-polypropylen på utsiden · uten antidugg-skumgummi · lilla · snøring					
 NONE27412	99,4	36,92	21	Type IIR	50/eske, 300/kartong
<b>Væskeressistent kirurgisk munnbind</b> Varmebundet polypropylen på innsiden, spunbond-polypropylen på utsiden · anti-dugg-skumgummi · lilla · snøring					
 NONE27412XL	99,04	33,06	21	Type IIR	50/eske, 500/kartong
<b>Væskeressistent XL kirurgisk munnbind</b> varmebundet polypropylen på innsiden, spunbond-polypropylen på utsiden, snøring, anti-dugg- skumgummi, størrelse XL, lilla					
 NONE27712	99,8	35,1	21	Type IIR	50/eske, 300/kartong
<b>Væskeressistent kirurgiske munnbind</b> unikt filter for utmerket beskyttelse mot væske · innside og utside av cellulose · anti-dugg- skumgummi · lilla mønster · snøring					
 NONE27410	99,4	36,92	21	Type IIR	25/kasse 100/eske
<b>Væskeressistent kirurgisk munnbind med visir</b> Varmebundet polypropylen på innsiden, spunbond-polypropylen på utsiden · antidugg-skumgummi · lilla · snøring					
 NONE27710	99,9	35,1	21	Type IIR	25/eske, 100/kartong
<b>Væskeressistent kirurgisk munnbind med visir</b> Innside og utside av cellulose · anti-dugg-skumgummi · lilla mønster · snøring					



# Væskeressistente undersøkelsesmunnbind

Varenummer.	Bakteriell filtrerings-effektivitet (%)	Differensial-trykk (Pa/cm <sup>2</sup> )	Sprut-bestandighet (kPa)	EN14683 type	Pakning
 BFE-245	99,8	49,6	16	Type IIR	50/eske, 2000/kartong
Innside og utside av spunbond-polypropylen, lilla, med ørestrikk					
 BFE-240	99,8	49,6	16	Type IIR	50/eske, 2000/kartong
<b>Ideell for brukere med sensitiv hud</b> Innside av spunbond-polypropylen, utside av spunbond-polypropylen · hvit · ørestrikk					
 NONE27412EL	99,4	36,92	21	Type IIR	50/eske, 300/kartong
<b>Væskeressistent undersøkelsesmunnbind</b> Varmebundet polypropylen på innsiden, spunbond-polypropylen på utsiden · anti-dugg-skumgummi · lilla · ørestrikk					
 NONE27410EL	99,4	36,92	21	Type IIR	25/eske, 100/kartong
<b>Væskeressistent undersøkelsesmunnbind med visir</b> Varmebundet polypropylen på innsiden, spunbond-polypropylen på utsiden · antidugg-skumgummi · lilla · ørestrikk					
 NONE27374	99,52	25,5	16	Type IIR	50/eske, 300/kartong
<b>Væskeressistent XL undersøkelsesmunnbind</b> Innside av varmbundet polypropylen, utside av spunbond-polypropylen · blå · ørestrikk					
 NONE27374P	99,5	34,3	16	Type IIR	50/eske, 500/kartong
<b>Væskeressistent undersøkelsesmunnbind for barn</b> Innside av varmbundet polypropylen, utside av spunbond-polypropylen · blå · ørestrikk					

## Holdere for munnbindesker

Pakning



NONFM122

12/eske

Holdere for esker med kirurgiske munnbind, type IIR, produsert i gjennomsiktig plast, egnet for varenummer: NONE27712, NONE27412, NONE27412EL, NONE27422













NONFM100







6/eske

Holdere for esker med munnbind med visir, type IIR, produsert i gjennomsiktig plast, egnet for varenummer: NONE27710, NONE27410, NONE27410EL

# Kirurgiske munnbind

Varenummer.	Bakteriell filtrerings- effektivitet (%)	Differensial- trykk (Pa/cm <sup>2</sup> )	EN14683-type	Pakning
 NONE27377	98,9	21,04	Type II	50/eske, 300/kartong
<b>Kirurgisk munnbind</b> Eksepsjonell pusteevne takket være den unikt utformede innsiden · spunbond-polypropylen på innsiden og utsiden · blå · snøring				
 NONE27376	99,7	24,71	Type II	50/eske, 300/kartong
<b>Kirurgisk munnbind</b> Myk innside ideell for lange prosedyrer · innside og utside av cellulose · blå · snøring				
 NONE27402	99,2	18	Type II	50/eske, 300/kartong
<b>Kirurgisk munnbind</b> Innside av cellulose, utside av spunbond-polypropylen · blå · snøring				
 NONE27385	99,7	24,71	Type II	50/eske, 300/kartong
<b>Kirurgisk munnbind – ideell for brukere med sensitiv hud</b> Fri for fargestoffer for sensitiv hud · innside og utside av cellulose · hvit · snøring				
 NONE27386	99,08	20,7	Type II	50/eske, 300/kartong
<b>Kirurgisk munnbind – ideell for brukere med sensitiv hud</b> Fri for fargestoffer for sensitiv hud · innside og utside av spunbond-polypropylen · hvit · snøring				

# Kirurgiske munnbind

Varenummer.	Bakteriell filtrerings- effektivitet (%)	Differensial- trykk (Pa/cm <sup>2</sup> )	EN14683-type	Pakning
 NONE27408	98,7	19,80	Type II	50/eske, 300/kartong
<b>Kirurgisk munnbind med anti-dugg-skumgummi</b> Myk innside ideell for lange prosedyrer · innside og utside av cellulose · anti-dugg-skumgummi · blå · snøring				
 NONE27378A	99,7	24,71	Type II	50/eske, 300/kartong
<b>Kirurgisk munnbind med tykk anti-dugg-skumgummi</b> Myk innside ideell for lange prosedyrer · innside og utside av cellulose · anti-dugg-skumgummi · blå · snøring				
 NONEBUDDYTIE	99,7	21,57	Type II	50/kasse 300/eske
<b>Kirurgisk munnbind med pediatrik mønster</b> Buddy the Brave-design · varmebundet polypropylen på innsiden, spunbond-polypropylen på utsiden · pediatrik mønster · snøring				













## Holder for munnbindesker



**NONFM122** Pakning  
12/eske

Holdere for esker med kirurgiske munnbind, type II, produsert i gjennomsiktig PETG-plast, egnet for varenummer: NONE27377, NONE27376, NONE27402, NONE27385, NONE27386, NONE27408, NONE27378A, NONEBUDDYTIE

# Munnbind til prosedyrer

	Varenummer.	Bakteriell filtrerings- effektivitet (%)	Differensial- trykk (Pa/cm <sup>2</sup> )	EN14683-type	Pakning
	<b>BFE-230</b>	99,8	49,6	Type II	50/eske, 2000/kartong
	<b>Ideell for brukere med sensitiv hud</b> Innside og utside av spunbond-polypropylen, hvit, med ørestrikk				
	<b>BFE-231</b>	99,8	49,6	Type II	50/kasse 2000/eske
	Innside av spunbond-polypropylen, utside av spunbond-polypropylen, blå, med ørestrikk				
	<b>NONE27378</b>	99,6	25,3	Type II	50/eske, 300/kartong
	<b>Undersøkelsesmunnbind</b> Eksepsjonell pusteevne takket være den unikt utformede innsiden · spunbond- polypropylen på innsiden og utsiden · blå · ørestrikk				
	<b>NONE27122</b>	99,6	25,3	Type II	50/kasse 300/eske
	<b>Isoleringsmunnbind</b> Innside og utside av spunbond-polypropylen · gul · ørestrikk				
	<b>NONE27375</b>	98,4	17,45	Type II	50/eske, 300/kartong
	<b>Undersøkelsesmunnbind – myk innside ideell for lange prosedyrer</b> · innside av cellulose · utside av spunbond-polypropylen · blå · ørestrikk · neseprofil av plast				
	<b>NONEBUDDYP</b>	99,7	21,57	Type II	50/eske, 500/kartong
	<b>Pediatrik undersøkelsesmunnbind i barnestørrelse</b> Buddy the Brave-design · varmebundet polypropylen på innsiden, spunbond-polypropylen på utsiden · pediatrik mønster · ørestrikk				

## Holder for munnbindesker

Pakning

NONFM121

12/eske









Holder for esker med undersøkelsesmunnbind, type II, produsert i gjennomsiktig PETG-plast, egnet for varenummer: NONE27378, NONE27122, NONE27375

# Åndedrettsvern

Varenummer.	Total inntren- gende lekkasje (%)	NaCi-test 95 l/ min., % maks.	Parafintest 95 l/min., % maks.	EN149-type + A1:2009	Pakning
 1120	0,85	0,47	1,61	FFP2	25/eske, 100/kartong
Flatpakket · innside og utside av 100 % polypropylen · dobbel strikk av polypropylen/elastan · hvit · individuelt pakket					
 2120L	1,95	0,4	0,57	FFP2	25/eske, 200/kartong
Brettet tre ganger · innside og utside av 100 % polypropylen · dobbel strikk av polypropylen/elastan · hvit · individuelt pakket					
 NONE24508	3,137	0,97	1,755	FFP2	20/eske, 240/kartong
<b>FFP2-åndedrettsvern</b> flatpakket · innside og utside av polypropylen og polyester · dobbel strikk · hvit					
 NONE24509	2,68	0,724	3,36	FFP2	20/eske, 240/kartong
<b>FFP2-åndedrettsvern</b> konisk · innside og utside av polypropylen og polyester · dobbel strikk · hvit					
 RFP2FV	3,14	1,29	2,34	FFP2	10/eske, 120/kartong
<b>FFP2-åndedrettsvern med ventil</b> flatpakket · innside og utside av polypropylen og polyester · puste-ventil · dobbel strikk · hvit					
 2130	1,95	0,4	0,57	FFP3	25/eske, 200/kartong
Innside og utside av 100 % polypropylen, dobbel strikk av polypropylen/elastan, hvit, brettet tre ganger og individuelt pakket					
 AJ-02	1,7	0,8	0,2	FFP3	25/eske, 500/kartong
Innside og utside av polypropylen, neseprofil av anti-dugg-silikon, dobbel strikk, hvit, flatpakket og individuelt pakket, med justerbar strikk					
 NONE24510VF	0,158	0,18	0,1	FFP3	10/eske, 120/kartong
<b>FFP3-åndedrettsvern med ventil</b> flatpakket · innside og utside av polypropylen og polyester · puste-ventil · dobbel strikk · hvit					

# Øyevern

Varenummer.	Pakning
 <b>NONELENS</b>	100/eske, 400/kartong
Linse til engangsbruk med NONFRAME, optisk klar polyester · lateksfri	
 <b>NONEFRAME</b>	50/pose, 100/kartong
Polypropylenramme til flerbruk med NONELENS · tilgjengelig i flere farger · lateksfri	
 <b>NONEFRAMEP</b>	50/pose, 100/kartong
Polypropylenramme til flerbruk med NONELENS · tilgjengelig i rosa · lateksfri	
 <b>250-13-0020-EN</b>	12/kasse 144/eske
Vernebriller til flerbruk med anti-duggbelegg · enkeltlinse av polykarbonat med bredt visuelt område · formstøpt nese for mer komfort · lateksfri	
 <b>250-99-0920-EN</b>	12/eske, 144/kartong
EN166-vernebriller til flerbruk med anti-duggbelegg · enkeltlinse av polykarbonat med bredt visuelt område · formstøpt nese for mer komfort · kan brukes med og uten briller · lateksfri	
 <b>NONEFS500</b>	96/eske, 96/kartong
Heldekkende EN166 PPE-visir til engangsbruk i kategori II med skumramme og anti-duggbelegg · gir beskyttelse mot sprut og spray · kan brukes med og uten briller · lateksfri strikk · lengde: 22 cm	

Produsert  
i Europa

# Medline kan tilby et omfattende utvalg av beskyttende plagg for pasienter og helsepersonale.


Se4}brosjyren for beskyttende plagg for mer informasjon.

## Protective Apparel

Enhance safety and protection



**Reduce cross-contamination and protect your staff.**



**Hvis du vil vite mer** om produktene våre kan du kontakte din salgsrepresentant, eller du kan besøke oss på: [www.medline.eu/uk](http://www.medline.eu/uk)



*Distribuerad av:*

**Mediplast AS**  
Tollbugata 115  
3041 Drammen  
Norge  
T 32 88 11 00

[mediplast@mediplast.no](mailto:mediplast@mediplast.no)  
[www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)

FOLLOW US  

**MEDI PLAST**


Åndedrettsvern er klassifisert som personlig beskyttende utstyr i kategori III.  
Vernebriller er klassifisert som personlig beskyttende utstyr i kategori II.  
Visir til engangsbruk NONEFS500 er klassifisert som personlig beskyttende utstyr i kategori II.

Referansene BFE-240, BFE-245, BFE-230 og BFE-231 er ikke-sterile medisinske enheter i klasse I, som er beregnet for bruk av helsepersonale. Les bruksanvisningen og advarslene som står på etikettene før bruk.

Væsker resistente munnbind, kirurgiske munnbind og undersøkelsesmunnbind er ikke-sterile medisinske enheter i klasse I, som er beregnet for bruk av helsepersonale. Les bruksanvisningen og advarslene som står på etikettene før bruk.

Oversettelse av dette dokumentet ble utført av Mediplast AS.  
For den Medline-verifiserte engelske versjonen, vennligst kontakt din distributør.

Vi forbeholder oss rettigheten til å korrigere feil som kan oppstå i denne brosjyren.  
© 2023 Medline Industries, LP. Medline er et registrert varemerke eid av Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA Lit954\_NO 12/2023.

 **INSPIRE**  
Imp Héléne Boucher, ZA Les Béluzes  
42720 Pouilly /s Charlieu France



 **Medline International France SAS**  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Frankrike

