



## Medioplast Hyllesystem

- Komplett hyllesystem for containere
- Tilpasset for å oppbevare renvaskede Steriset containere. Hyllesystemet må være festet til vegg. På hver hylle er det et 2 mm løst plastbelegg som beskytter containerne og som er støyduserende. Laveste hylle må være minimum 30 cm fra gulvet.
- Høyde er 1700 mm inkl. ben. Bredde er 600 mm. Mellomrommet mellom hyllene er 330 mm.

| Artikelnr. | Beskrivning (H x B x D) |
|------------|-------------------------|
| 7047-A050  | 1700 x 1200 x 600 mm    |

### Materiale

Hyller: 100% rustfritt stål.

Plast belegg: POM natur plast

### Vedlikehold/Rengjøring

Medioplast hyllesystem krever ikke omfattende vedlikehold annet enn regelmessig rengjøring.

Bruk kun kjemikalier som er godkjent for rustfritt stål.



SILVER  STÅL