

seca 201 Omfångsmätare



Art. Nr. 2011717009

Ett stadigt måttband för mätning av omkrets, t.ex. av midja, höft, arm eller ben. Drag måttbandet runt det som skall mätas och fäst tappen i hållaren. Håll in knappen och måttbandet dras åt.

Måttbandet är kalibrerat med hållarens längd. Måttbandets andra sida kan användas för andra typer av mätningar. Knappen kan också användas för att dra in måttbandet i hållaren.

Mätkapacitet	15 - 205 cm
Gradering	1 mm
Vikt	55 g
Mått (BxHxL)	70 x 22 x 70 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD