

UroDrain™

Urostomi/Dränagepåse med backventil



UroDrain™ är en Urostomi/Dränagepåse med avtappning genom mjuk förslutningspropp och kan användas för både urostomier och som fistelbandage.

Bandaget har backventil för att förhindra återflöde och en mjuk och följsam hydrokolloidplatta för optimalt fäste. Baksidan av bandaget är klätt med ett non-woven skikt för en mjuk och följsam känsla mot huden och framsidan är genomskinlig. Bandagen har ml gradering.

UroDrain™ finns i storlekarna Mini, Midi och Maxi, alla med uppklippbara hudskyddsplattor.

Art.nr.	Uro/Dränagepåse	Gradering
201784	MINI, hålstorlek 3 mm, uppklippbar	25 - 50 ml
201783	MIDI, hålstorlek 5 mm, uppklippbar	25 - 150 ml
201782	MAXI, hålstorlek 5 mm, uppklippbar	25 - 300 ml

20 stycken i varje förpackning

Kopplingsstycke till dränagepåse medföljer