

# DANAGRIP

Latexfri Tubulær bandage  
kompression, lavet af bambus.



LANGVARENDE FRISKHED



VIDUNDERLIG BLØD



FREMRAGENDE VARMEREGULERING



MILJØVENLIG



MEDIPLAST kan tilbyde DANAGRIP, en elastisk støtte- og fikseringsbandage med kompressionseffekt. Kan anvendes enkelt eller dobbelt afhængig af den ønskede kompression. God luftgennemtrængelighed. God elasticitet, kan udvides 3 gange sin bredde.



## DANAGRIP BAMBUS TUBEKOMPRESSEBANDAGE

LÆNGDE: 10 METER USTRAKT		Æske	Trsp.karton
6050951	Str. A = 4 cm, små arme og ben	1	28
6050952	Str. B = 6,25 cm, små hænder	1	34
6050953	Str. C = 6,75 cm, hånd, smalle arme, ben (børn)	1	28
6050954	Str. D = 7,5 cm, almindelige ben	1	28
6050955	Str. E = 8,75 cm, ben, knæ	1	26
6050956	Str. F = 10 cm, lår	1	22
6050957	Str. G = 12 cm, kraftige lår	1	20
6050962	Str. H = 14 cm, kraftige lår, små kroppe	1	16
6050958	Str. J = 18 cm, små kroppe	1	8
6050959	Str. K = 22 cm, almindelige kroppe	1	8
6050960	Str. L = 32,5 cm, store kroppe	1	6
6050961	Str. M = 36 cm, store kroppe	1	6

Æske = mindste kvantitet/bestilling



FREMSTILLET I DANMARK



Indikation: Støtter og fikserer, let kompressionseffekt. Sikrer varig, let kompression, selv efter længere tids brug. Kan også bruges under gips-, skinner og kohesive bandager. Giver let støtte og belastningsoverførsel fra led og ledbånd. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.