

# Enterala sprutor - flergångs



Enteral ISO SAF Home

Sterila enterala flergångssprutor med ENFit hon-koppling (ISO 80369-3).

1, 3 och 5 ml sprutor har LDT (Low Dose Tip) för att minimera dead-space vid låg dosering.

Upp till 84 tvättar. För rengöring se separat instruktion.

Styckförpackade.

| Art.nr.   | Beskrivning | Low Dose | Avd./Trpt.fp. |
|-----------|-------------|----------|---------------|
| ELDISO1H  | 1 ml        | ●        | 100/3600      |
| ELDISO3H  | 3 ml        | ●        | 100/3200      |
| ELDISO5H  | 5 ml        | ●        | 100/2400      |
| EISO10H   | 10 ml       |          | 100/1500      |
| EISO20H   | 20 ml       |          | 100/900       |
| EISO60H   | 60 ml       |          | 50/200        |
| EISO1002H | 100 ml      |          | 30/60         |

Avd.fp = min.kvant/best