




Sugeslanger Mediplast


- Mediplast kan tilby et stort sortiment av sugeslanger i forskjellige design. Alle våre slanger er av høy kvalitet, smidige, kinkresistente og vakuumstabile
- Du finner sugeslanger i PVC med mykner og helt PVC-frie slanger
- Finnes i ulike forpakninger:
Sugeslange - Steril, dobbelt pakket i peel pack
Sugeslange – Hygiene pakket i peel pack
Sugeslange på rull – Hygiene pakket
- Standard, sugeslange: EN10079-3:2014
Standard, bobleslange: EN13544-2:2002 + A1:2009
- Produsent: Mediplast AB / www.mediplast.com
** Mediplast Srl / www.mediplast.com/it

Trp.fp = min.kvant/best

Sugeslange, standard, riflet slange


Slangene pakkes først i en pose deretter i en peelpack for en korrekt steril håndtering. Slangenes ytre er riflet som gjør at de tåler et høyt vakuum. De er transparente som igjen gjør det lett å inspisere innholdet.

PVC med mykner DOTP/DEHT (ftalatfri) eller DINP

Art. nr.	Konnektorer	Lengde	ID / YD mm	Materiale	Hardhet	Ch	Sterilis-ering	Avd/Trp.frp
6099900 6099901 6099903 6099905		200 cm 75 cm 250 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50 50 50 40
6099954		300 cm	7 / 10	PVC DOTP/DEHT	75	30	EO	40
6099910 6099915		200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50 40
6099920 6099921 6099925		200 cm 200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO Usteril EO	50 50 40
6099930		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099940		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099942		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Usteril	50
6099956 6099957		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO Usteril	50
6099959		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099063 6099064				K-resin	75	25	EO Usteril	400 200*/3000

*Avd.fp = min.kvant/best


PVC-Frie

Art. nr.	Konnektorer	Lengde	ID / YD mm	Hardhet	Ch	Sterilis-ering	Avd/Trp.frp
6088800 6088805		200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	75	25	EO	50 40
6088810		200 cm	5,6 / 8,2	75	25	EO	50
6088850 6088851		200 cm	5,6 / 8,2	75	25	EO Usteril	50

Trp.fp = min.kvant/best



Sugeslange, special, slett slange - ftalatfri PVC

Den ene enden er selve bobleslangen (uten konnektor ID/YD 7,5/10 mm), og den andre med en spesialkonnektor, med eller uten vakuumkontroll.

Art. nr.	Konnektorer	Lengde	ID / YD mm	Materiale	Hardhet	Ch	Sterilisering	Avd/Trp.frp
6099979		350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	40
6099980		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Usteril	50
6099982		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Usteril	50
6099985		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Usteril	50

Sugeslange, ØNH, slett slange - PVC med mykner DOTP/DEHT (ftalatfri) eller DINP


Vi kan tilby et bredt utvalg av sterile slanger som er spesielt tilpasset for Øre – Nese – Hals. Slangene har konnektorer som er spesielt utformede for å passe til bronko/esofagoscopi, nasal- og øresug. Slangene er generelt mykere, dvs lavere Shore (hardhet).

Art. nr.	Konnektorer	Lengde	ID / YD mm	Materiale	Hardhet	Ch	Sterilisering	Avd/Trp.frp
** 6066152100 6066153510		200 cm 350 cm	7 / 10	PVC DOTP/DEHT	73 - 75	30	EO	50 40
6099990 6099992		200 cm 350 cm	6 / 8	PVC DINP	60 - 63	25	EO	50 40
6099977 6099978		200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50 40
6099996		350 cm	6 / 8	PVC DINP	60 - 63	25	EO	40
6099987		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	60 - 63	25	EO	50
6099998 6099999		200 cm 350 cm	6 / 8	PVC DINP	60 - 63	25	EO	50 40

Trp.frp = min.kvant/best

Sugeslange, abort med 360° roterende håndtak, DEHP-fri PVC

En slange med høy gjennomstrømming som passer til alle engangskyretter.

Art. nr.	Konnektorer	Lengde	ID / YD mm	Hardhet	Ch	Sterilisering	Avd/Trp.frp
6070002		200 cm	9,6 / 14,5	75	45	EO	15

Sugeslange special, uten konnektorer, transparent PVC, slett slange

Denne glatte slangen er stykkpakket i peel pack og er en mykere slange uten konnektorer, dvs man kobler direkte på slangen.

Art. nr.	Konnektorer	Lengde	ID / YD mm	Hardhet	Ch	Sterilisering	Avd/Trp.frp
6099965	—	150 cm	7 / 10	68 - 70	30	EO	50

Bobleslange på rull, PVC med mykner ATBC, slett slange

Usteril bobleslange leveres på rull. Den er pakket hygienisk i en praktisk dispenserboks, ferdig til å klippes i ønsket lengde. Slangen har "bobler" som kommer igjen ca en gang /meter. Klippes slangen midt i boblen så får man automatisk en konnektor med noe større diameter enn resten av slangen.

Art. nr.	Konnektorer	Lengde	ID / YD mm	Farge	Ch	Sterilisering	Avd/Trp.frp
6099970-1	—	30 m	3/5 - 8/10	Grønn	15	Usteril	1*/5
6099975-1 6099973-1 6099976-1	—	30 m	3/5 - 8/10 5/7 - 10/12 7/10 - 11/14	Transparent	15 21 30	Usteril	1*/5

*Avd.fp = min.kvant/best

Bobleslange, klippet i lengder av 180 cm med bobler i begge ender, PVC med mykner ATBC, slett slange

Art. nr.	Farger	Lengde	ID / YD mm	Hardhet	Ch	Sterilisering	Avd/Trp.frp
6099960-1 6099966-1	Grønn Transparent	180 cm	3/5-8/10 5/7-10/12	68 - 70	15 30	Usteril	50

Trp.frp = min.kvant/best