




Optilube gel anvendes til  
ekspempelvis intermitterende  
kateterisering



- Ny tube med ekstra stor åbning
- Passar för kateter/sond upp till 26 CH
- Nem at åbne og lukke
- Gelen er steril i oåbnet tube

10g e

| Vare.nr. | Beskrivelse              | Æske | Trsp.krt. |
|----------|--------------------------|------|-----------|
| 60101114 | Glidegel steril 10g tube | 30   | 300       |

Materiale/Indhold:

Gel - PEG, Glycerin, Natriumhydroxid,  
konserveringsmiddel, rensat vand, karbomer

Tube - PE


Karton - genanvendelig, ikke-klorbleget karton

Produktet er uden PVC

Opbevares ved rumtemperatur

Læs indlægssedlen i emballageæske

Æske = mindste kvantitet/bestilling



Skru proppen af, og  
træk filmen af. Skru  
proppen på igen



Stop kateterets  
spids ned i tuben



En åbnet emballage  
bryder steriliteten  
og bør kasseres efter  
brug

Forhandler:

**MEDI PLAST**

Medioplast A/S  
Marielundvej 46E, 2730 Herlev  
T 43 44 40 00  
info.dk@mediplast.com  
www.mediplast.com



optimummedical®

Manufactured By:

**Optimum Medical**

enquiries@optimummedical.co.uk  
Tel: +44 (0)845 643 5479

[www.optimummedical.co.uk](http://www.optimummedical.co.uk)