

Gemini steriliseringspapir

Sikrer integritet i steriliseringsprocessen

MEDI PLAST



**En perle
af papir**



Gemini Steriliseringspapir

Sikrer integriteten i steriliseringsproces

Draperbar og stærkt

Gemini papir er modstandsdygtige over for rivninger og punkteringer, og ydeevnen er bedre end standard SMS-papir. Det er meget blødt og let at folde, hvilket gør det nemt at arbejde med.

Med lav fnugdannelse og større klæbeevne

Overfladen er velegnet til sterilisationstape. Med naturligt lav fnugdannelse, som hjælper med at bevare de sterile emners integritet.

Fremstillet i unikt SSMMS-materiale, som har en påvist barrierebeskyttelse

Geminis stærke flerlagskonstruktion i 100 % polypropylen (testet iht. EN 11607-1 og EN 868-2) giver en unik barrierebeskyttelse på højt niveau mod væske og partikler.

Det alsidige

Gemini papir fra Medline er beregnet til anvendelse i alle større steriliseringsprocesser, herunder:

GEM0-GEM5

- Prævakuum dampcyklusser
- Damptyngdekraft

GEM1-GEM5

- Sterilisering med ethylenoxid (ETO)
- STERRAD®-sterilisering
- STERIS V-PRO® sterilisering ved lav temperatur
- STERIZONE® VP4-sterilisering

WRAP-certificering

Gemini papir produceres i et WRAP-certificeret anlæg. At fremme og overholde arbejds- og menneskerettigheder i vores leverandørkæde er en del af Medlines samfundsansvarlige dagsorden. Nærmere beskrivelser af WRAP's 12 principper findes på deres hjemmeside: www.wrapcompliance.org.



1-Lags Gemini Steriliseringspapir

1-lags Gemini steriliseringspapir er en eminent løsning til steriliseringsenheder, hvor to lag papir bruges til at omvikle medicinsk udstyr eller et instrumentsæt.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1,000 stk/karton	GEM1118-EU 1,000 stk/karton	GEM2118-EU 1,000 stk/karton	GEM3118-EU 600 stk/karton		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1,000 stk/karton	GEM1120-EU 1,000 stk/karton	GEM2120-EU 500 stk/karton	GEM3120-EU 250 stk/karton		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 stk/karton	GEM1124-EU 500 stk/karton	GEM2124-EU 500 stk/karton	GEM3124-EU 250 stk/karton	GEM4124-EU 250 stk/karton	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 stk/karton	GEM1130-EU 300 stk/karton	GEM2130-EU 300 stk/karton	GEM3130-EU 200 stk/karton	GEM4130-EU 250 stk/karton	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 ea/c	GEM1136-EU 300 stk/karton	GEM2136-EU 300 stk/karton	GEM3136-EU 150 stk/karton	GEM4136-EU 150 stk/karton	GEM5136-EU 144 stk/karton
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 stk/karton	GEM1140-EU 250 stk/karton	GEM2140-EU 250 stk/karton	GEM3140-EU 150 stk/karton	GEM4140-EU 150 stk/karton	GEM5140-EU 96 stk/karton
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250 stk/karton	GEM1145-EU 250 stk/karton		GEM3145-EU 100 stk/karton	GEM4145-EU 100 stk/karton	GEM5145-EU 96 stk/karton
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 ea/c	GEM1148-EU 250 stk/karton	GEM2148-EU 100 stk/karton	GEM3148-EU 50 stk/karton	GEM4148-EU 50 stk/karton	GEM5148-EU 48 stk/karton
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 stk/karton	GEM1154-EU 100 stk/karton	GEM2154-EU 100 stk/karton	GEM3154-EU 50 stk/karton	GEM4154-EU 50 stk/karton	GEM5154-EU 48 stk/karton
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 stk/karton			GEM3172-EU 50 stk/karton	GEM4172-EU 50 stk/karton	

Geminis Interleaved Steriliseringsemballage

Geminis interleaved papir tilbyder både vores flerlagsteknologi og farvedifferentiering til steriliseringsenheder, når der skal bruges sekventiel indpakning. Denne løsning kombinerer rivestyrke og sikkerhed. Den er indikeret til brug i alle større steriliseringscyklusser.



	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 stk/karton	GEM2124INT-EU 500 stk/karton	GEM3124INT-EU 250 stk/karton	GEM4124INT-EU 250 stk/karton
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 stk/karton	GEM2130INT-EU 300 stk/karton	GEM3130INT-EU 200 stk/karton	GEM4130INT-EU 250 stk/karton
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 stk/karton	GEM2136INT-EU 300 stk/karton	GEM3136INT-EU 150 stk/karton	GEM4136INT-EU 150 stk/karton
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 stk/karton	GEM2140INT-EU 250 stk/karton	GEM3140INT-EU 150 stk/karton	GEM4140INT-EU 150 stk/karton
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 stk/karton	GEM2148INT-EU 100 stk/karton	GEM3148INT-EU 50 stk/karton	GEM4148INT-EU 50 stk/karton
137 x 137 cm	GEM1154INT-EU 100 stk/karton	GEM2154INT-EU 100 stk/karton	GEM3154INT-EU 50 stk/karton	GEM4154INT-EU 50 stk/karton
137 x 183 cm			GEM3172INT-EU 50 stk/karton	GEM4172INT-EU 50 stk/karton

Gemini Svejse Steriliseringspapir

Gemini svejsede papir kan give dig større tiltro til din steriliseringsproces. De to sammensmeltede lag giver en exceptionel styrke og hjælper med at forbedre effektiviteten. Den dobbelte farve letter opdagelse af huller og hjælper med at kende forskel på instrumentsættene.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 stk/karton	GEM1118T-EU 500 stk/karton	GEM2118T-EU 500 stk/karton	GEM3118T-EU 300 stk/karton		
51 x 51 cm	GEM0120T-EU 500 stk/karton	GEM1120T-EU 500 stk/karton	GEM2120T-EU 250 stk/karton	GEM3120T-EU 125 stk/karton		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 stk/karton	GEM1124T-EU 250 stk/karton	GEM2124T-EU 250 stk/karton	GEM3124T-EU 100 stk/karton	GEM4124T-EU 100 stk/karton	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 stk/karton	GEM1130T-EU 150 stk/karton	GEM2130T-EU 150 stk/karton	GEM3130T-EU 75 stk/karton	GEM4130T-EU 100 stk/karton	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 stk/karton	GEM1136T-EU 150 stk/karton	GEM2136T-EU 150 stk/karton	GEM3136T-EU 75 stk/karton	GEM4136T-EU 75 stk/karton	GEM5136T-EU 72 stk/karton
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 stk/karton	GEM1140T-EU 100 stk/karton	GEM2140T-EU 100 stk/karton	GEM3140T-EU 75 stk/karton	GEM4140T-EU 75 stk/karton	GEM5140T-EU 48 stk/karton
114 x 114 cm	GEM0145T-EU 100 stk/karton	GEM1145T-EU 100 stk/karton		GEM3145T-EU 50 stk/karton	GEM4145T-EU 50 stk/karton	GEM5145T-EU 48 stk/karton
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 stk/karton	GEM1148T-EU 100 stk/karton	GEM2148T-EU 50 stk/karton	GEM3148T-EU 30 stk/karton	GEM4148T-EU 30 stk/karton	GEM5148T-EU 24 stk/karton
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 stk/karton	GEM1154T-EU 50 stk/karton	GEM2154T-EU 50 stk/karton	GEM3154T-EU 30 stk/karton	GEM4154T-EU 30 stk/karton	GEM5154T-EU 24 stk/karton
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 stk/karton	GEM4172T-EU 30 stk/karton	GEM5172T-EU 24 stk/karton

Papir Tilbehør

Støvafdækninger

Disse afdækninger beskytter instrumentbakker mod støv og stoffer i miljøet. De er lavet i stærkt kvalitetspolyethylen og er selvluukkende.



Varenummer	Beskrivelse	Forpakning
MDS100815	20 x 30 cm	1,000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100

Bakkeunderlag

Papir til bakkeunderlag fremmer absorberingen af kondensation under sterilisering.

Varenummer	Beskrivelse	Forpakning
TLC009	30 x 30 cm	2,000
TLC010	30 x 45 cm	1,000
TLC011	30 x 60 cm	1,000



Transportbakke

- Stift plastik er designet til at muliggøre luftstrømning
- Hjælper med at reducere eksponering på trådhylder
- Hjælper med at beskytte instrumentbakken mod huller eller revner ved sterilisering, lagring og transport

Varenummer	Beskrivelse	Forpakning
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8



Få mere at vide om Gemini papir ved at henvende dig til din Medline-repræsentant eller gå på vores webside: www.medline.eu/uk



Distribueret af:
Mediplast A/S
Marielundvej 46E
DK-2730 Herlev
Danmark
T 43 44 40 00
info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com

FOLLOW US 

MEDI PLAST

Gemini papir og transportbakker er usterile, medicinske hjælpemidler af Klasse I, beregnet til brug af sundhedspersonalet.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Bakkeunderlagene er usterile medicinske hjælpemidler i Klasse I, beregnet til brug af sundhedspersonalet. Før brug skal brugsvejledningen og advarslerne læses på de tilsvarende mærker.



Medical Device Safety Service (MDSS)
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Vi forbeholder os ret til at rette evt. fejl, der måtte opstå i denne brochure.

© 2023 Medline er et registreret varemærke tilhørende Medline Industries Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML678_DA 01/2023