






## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn	Sharpsafe kanyleboks 0,20 liter	
Producent	Frontier Medical Group, South Wales, UK	
Varenummer	DK4173, DK4173P, DK4173C	
Anvendelse og montering	Kanyleboksen er engangs og anvendes til sikker bortskaffelse af skarpt og smittefarligt affald  Boksen leveres samlet	
Kapacitet op til fyldstreg (nettoindhold)	0,20 liter	
Dimensioner (h x b x d)	146 x 79 x 37 mm	
Aftagstyper	Luer lock, Luer slip, Novo-pen, skalpel	
Vægt (uden indhold)	55 gr	
Pakning	Karton: 100 stk. / Europalle: 30 x karton	
Materiale	Polypropylen (miljøvenligt materiale der omdannes til vand og kuldioxid ved forbrænding)	
Godkendelser	 	Produktet bærer to godkendelser: 1. Kitemark® (British Standard) 2. UN (United Nations)
Advarsler		Produktet bærer en advarsel: 1. Boksens indhold udgør en biologisk risiko  <b>HUSK!</b> Der bør altid udvises forsigtighed og agtpågivenhed i håndteringen af brugte kanylebokse
Bortskaffelse	Bortskaffelse sker ved forbrænding  Kanyleboksen er forsynet med en etiket (på engelsk), hvor man aht. sporing kan udfylde dato for ibrugtagning m.m.	

DK 200722

### Forhandler:

**MEDI PLAST**

Mediplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com