

Door Caddy

Engangs isolatsett

Klar til å henges opp

- Isolattsett Door Caddy er laget for å henges på døren til isolatet.
- Isolattsett er et alternativ til isolatvogn, som krever langtt mer plass og som må desinfiseres etter bruk.
- Isolattsett har plass til nødvendig beskyttelsesutstyr: ansiktssmasker, beskyttelsesdrakt og tre hanskestørrelser som enkelt tas fra esken gjennom en åpning i lommen.
- Plass til en serviettpakke med Wet Wipe Chlorine eller Ethanol Disinfection.
- Lommene med beskyttelsesutstyr er utstyrt med en klaff som forhindrer støv.
- Wet Wipe Door Caddy kastes etter at isoleringen er brutt, og krever derfor ikke omfattende rengjøring og desinfeksjon.

	Pakke/ Kartong	Stk./ Pakke	Varenr.
Door Caddy	1	5	31103

Tilbehør:

Sugekopper	1	2	32103
Smale kroker (14 mm)	1	2	36103
Brede kroker (44 mm)	1	2	37103



Smale kroker (14 mm)



Brede kroker (44 mm)



Sugekopper

wetwipe

Wet Wipe A/S

Vallensbækvej 65
DK-2625 Vallensbæk
Denmark

Tel: +45 70 266 244
info@wetwipe.eu
www.wetwipe.eu

VAT: DK30207726

Forhandler
Mediplast AS
Tollbugata 115
3041 Drammen
Tel: +47 32 88 11 00
www.mediplast.com

MEDI PLAST