

3-vägskran och kranblock

- Blod-, läkemedel- och fettresistent upp till 72 tim.
- Roterande luer-lock
- Med eller utan förlängningsslang
- Swivelfunktion finns på utvalda artiklar
- Flowstop med hydrofobt filter förenklar fyllnaden av aggregatet och minskar risken för läckage och kontamination
- PVC-fritt eller DEHP-fritt PVC material
- Slang i diameter 2,9 x 4,1 mm eller 1 x 2 mm (ID x YD)
- Kranblock med/utan platta
- Färgkodad 3-vägskran gör det enklare att identifiera flödesvägen
- Tillgänglig med backventil och/eller injektionsmembran
- MR kompatibel



3-vägskran

Art nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MP0436	3-vägskran	PVC-fri	40*/600
60MP0437	3-vägskran, swivel	PVC-fri	40*/600

3-vägskran med förlängning, lågvolymsslang 1 x 2 mm (ID x YD)

Art nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60SRL04100110	3-vägskran med 12 cm förlängning	PVC-fri	20/300*
60MP04100521	3-vägskran med 12 cm förlängning	PVC-fri	30*/450

3-vägskran med förlängning 2,9 x 4,1 (ID x YD)

Art nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60SRL04100607	3-vägskran med 7 cm förlängning	PVC-fri	30*/450
60MR04100610	3-vägskran med 12 cm förlängning	PVC-fri	30*/450
60MR04100610S	3-vägskran med 12 cm förlängning, swivel	PVC-fri	30*/450
60MR04100625	3-vägskran med 25 cm förlängning	PVC-fri	10/100*
60MR04100650	3-vägskran med 50 cm förlängning	PVC-fri	10/100*
60MR04100675	3-vägskran med 75 cm förlängning	PVC-fri	10/100*
60MR04100601	3-vägskran med 100 cm förlängning	PVC-fri	10/100*
60MR04100410T	3-vägskran med 100 cm förlängning	DEHP-fri PVC	10/100*
60SRL04100601S	3-vägskran med 100 cm förlängning, swivel	PVC-fri	10/100*

Kranblock 2,9 x 4,1 (ID x YD)

Art nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR04102000	2 x 3-vägskran	PVC-fri	20*/300
60MR04104000	4 x 3-vägskran	PVC-fri	10/100*
60MR04104016V	4 x 3-vägskran, 2 x backventil och 15 cm förlängning	PVC-fri	10/100*

Kranblock på platta 2,9 x 4,1 (ID x YD)

Art nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR04103000	3 x 3-vägskran	PVC-fri	10/50*
60MR04103025	3 x 3-vägskran och 25 cm förlängning	PVC-fri	10/50*
60SRL04103150	3 x 3-vägskran och 150 cm förlängning	PVC-fri	5/50*
60MR04105025	5 x 3-vägskran och 25 cm förlängning	PVC-fri	50/50*
60SRL04105150	5 x 3-vägskran och 150 cm förlängning	PVC-fri	50/50*

Kranblock på platta med injektionsmembran 2,9 x 4,1 (ID x YD)

Art nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60SRL04103000K	3 x 3-vägskran med injektionsmembran	PVC-fri	5/50*
60SRL04105000K	5 x 3-vägskran med injektionsmembran	PVC-fri	50/50*
60SRL04103150K	3 x 3-vägskran med injektionsmembran och 150 cm förlängning	PVC-fri	5/50*
60SRL04105150K	5 x 3-vägskran med injektionsmembran och 150 cm förlängning	PVC-fri	50/50*
60SRL82115P	6 x 3-vägskran med injektionsmembran och 180 + 12 cm förlängning	PVC-fri	50/50*

Material:
Slang: TPE
Trevägskran/kranblock: PC / HDPE/PSU
Luer-lock: PE

Flowstop: ABS/PE
Skyddspropp: PE
Backventil: SAN/Silikon
Injektionsmembran: PC/Silikon

Sterilisering: EO
Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack
* = minsta kvantitet/beställning