

Spiralslange



- Beregnet til transport og overførsel af flydende medicin i forbindelse med tryk- og tyngdekraftsinfusion
- Den fleksible opsætning sikrer øget mobilitet for både patienter og personale og genoptager sin oprindelige form efter brug
- Slangen er testet til 4 bar
- Kompatibel med andre standardiserede luer-lock systemer og kan let sluttes til efterfølgende systemer
- Læs instruksen før brug for mere detaljeret information

1 x 2 mm (ID x YD)

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60A1226	Primingvolumen 1,2 ml, længde 150 cm	PVC-fri	50/100*
60A1229	Primingvolumen 2,4 ml, længde 300 cm	PVC-fri	25/50*
60A1230	Primingvolumen 3,2 ml, længde 400 cm	PVC-fri	25/50*
60A1225	Primingvolumen 4,8 ml, længde 600 cm	PVC-fri	25/50*

Materiale: Slange: PE
Tilslutning fLL/mLL: PE
Beskyttelseshætte: ABS, PE
Latex-fri

Sterilisering: EO
Engangsbrug, steril 1 stk. i peel-pack
* = minimum bestilling

RoweMed
Medical 4 Life