



Forhandler:

MEDI PLAST


Mediplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com



Produktdatablad

Støvposer med klæbestrimmel

Referencer

Varenummer	Størrelse cm	Forpakning
MDS100815	20 x 30	1000
MDS100825	30 x 50	500
MDS100830	40 x 55	500
MDS100835	40 x 75	250
MDS100840	60 x 75	250
MDS100845	63 x 94	100

Beskrivelse

Støvposen beskytter steriliserede instrumenter mod støv og sikrer steriliteten i et ikke-kontrolleret miljø.

Støvposen kan ikke genåbnes efter lukning, hvorfor posen åbnes fra bunden, således der ikke sås tvivl om processens integritet

Fremstillet af stærk polyetylen af høj kvalitet. Tåler tungt instrumentarium
Stor og forskudt flig til let åbning
Selvklæbende lukning

Materiale

Polyetylen

Forpakning

Se Referencer/Varenummer

Producent

Medline Industries, Inc., Northfield. IL. 60093 USA



© 2019 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.

TDS_MDS1008XX_EN_2

01.INT.30.30