



## Metallsug med transparent handtag

- För kirurgiskt ingrepp och undersökning i bl.a. näsan
- Handtag med eller utan sugkontroll
- Engångs. Sterilt 1-st-fp i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Medicinskt rostfritt stål, handtag av PMMA (plexiglas)

Tillverkare: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)

Artikelnr.	Beskrivning		Avd./Trpt. fp
6066509120	2,0 x 110 mm	med sugkontroll	25/375
6066509125	2,5 x 110 mm	med sugkontroll	25/375
6066509130	3,0 x 110 mm	med sugkontroll	25/375
6066509135	3,5 x 110 mm	med sugkontroll	25/375
6066509020	2,0 x 110 mm, med sidohål	med sugkontroll	25/375
6066509025	2,5 x 110 mm med sidohål	med sugkontroll	25/375
6066509030	3,0 x 110 mm, med sidohål	med sugkontroll	25/375
6066509035	3,5 x 110 mm, med sidohål	med sugkontroll	25/375
6066516120	2,0 x 150 mm	med sugkontroll	25/375
6066516130	3,0 x 150 mm	med sugkontroll	25/375
6066516140	4,0 x 150 mm	med sugkontroll	25/375
6066516121	2,0 x 150 mm	utan sugkontroll	25/375
6066516131	3,0 x 150 mm	utan sugkontroll	25/375
6066516141	4,0 x 150 mm	utan sugkontroll	25/375

Avd. fp. = minsta kvantitet / beställning

Tillverkare: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)