



CENTURION
MEDICAL PRODUCTS

Compass pleuratappning

Mät pleuratricket direkt


**Enkel
och exakt
tryckmätning**



Varför undra? Undvik de risker och konsekvenser som är kopplade till för lite eller för mycket dränering.

Viktig data kan gå förlorad med traditionella diagnostiska verktyg.

Under 2018 diagnosticerades runt 250 000 fall av vätskeansamling i lungsäcken av National Health Service (NHS) (Storbritanniens allmänna sjukvårdssystem). Pleural tryckmätning kan tillhandahålla viktig information och hjälpa till att förhindra komplikationer orsakade av otillräckliga eller för stora dräneringsvolymerna.



Det meningsfulla målet är tryck, inte volym

Många traditionella diagnostiska verktyg är dock tidsödande att ställa in, och visar ofta inte tillräckligt noggranna värden. Utan lämpliga mätverktyg:

- Tvingas sjukvårdspersonalen uppskatta dräneringsvolymerna vid pleuratappning
- Utsätts patienten för ökad risk
- Ökar risken för att ingrepp eventuellt måste göras om
- Föreligger risk för re-expanderande lungödem (RPE), som är kopplat till 15 – 20 % dödlighet

Om du inte mäter pleuraltrycket, hur vet du då hur mycket vätska som ska dräneras?

Varför bara mäta volym när ditt mål mäts i tryck? Pleural tryckmätning är ett evidensbaserat användbart verktyg vid dränering av vätskeansamling i lungsäcken, för diagnostik och terapeutisk behandling. **Sluta gissa och kompromissa när det gäller dränering av vätskeansamling i lungsäcken.**

Compass förenklar pleural tryckmätning

När den sterila, kompakta Compass-enheten för engångsbruk är ansluten till tappningskatetern, visar den omedelbart, exakt pleuraltrycksvärde på displayen. Den fortsätter att tillhandahålla exakta mätresultat under dräneringen av vätskeansamlingen i lungsäcken, ända tills optimala värden nås. Den lilla, lätta, fristående och kostnadseffektiva Compass-enheten tar bort hinder som annars ofta förhindrar rutinmätningar. Detta kan både förbättra behandlingsresultat och minska risker.

Bra för dig, bra för dina patienter
Compass: Enkel och exakt tryckmätning

Funktioner

- **Mäter** positivt och negativt tryck i cmH₂O, eliminerar behovet av enhetsomvandling
- **Snabb** digital display som visar exakta, kvantifierbara värden i realtid
- **Noggranna** mätningar
- **Säkra**, universella luerlockfattningar
- **Praktisk**, steril förpackning med en enhet i varje
- **Kompakt**, lättanvänd enhet



Compass pleuratappning
CTHR002-INT

För mer information om denna produkt, kontakta din Medline-återförsäljare eller besök vår webbplats: www.medline.eu/uk



Distribuerad av:

Mediplast AB
Bronsåldersgatan 2
SE-213 76 Malmö
Sverige
Tel 040 671 23 00

mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

FOLLOW US  

MEDI PLAST

Compass UniversalHG är en medicinteknisk produkt av klass IIa som är avsedd att användas av hälso- och sjukvårdspersonal. Läs bruksanvisningen och beakta de försiktighetsåtgärder som finns på respektive produktetikett före användning. Översättningen av detta dokument är gjort av Mediplast AB. För tillgång till den av Medline verifierade engelska versionen – kontakta er distributör.

Alla rättigheter förbehålls. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel som kan förekomma.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline är ett registrerat varumärke som tillhör Medline Industries, Inc. ML953_SV 06/2021

 Centurion Medical Products Corporation
100 Centurion Way
Williamston, MI 48895, USA

 2797 (BSI, Alankomaat)