

Infusion Tillbehör

Backventil

- Ökad säkerhet vid parallella infusioner
- Kan användas för infusioner med både gravitation och pump
- PVC-fritt material
- Förhindrar att olika lösningar backar upp i varandra
- Maxtryck 6 Bar
- Kompatibel med blod, läkemedel och lipider upp till 72 h
- Fyllnadsvolym 0,18ml



Art nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
606021	Backventil, transparent	PVC-fri	100*/1500
606023	Backventil, blå	PVC-fri	100*/1500

Skyddsproppar

Art nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
606050	Propp, hane, vit	PVC-fri	100*/1500
606051	Propp, hane/hone, vit	PVC-fri	100*/1500
606052	Propp hane/hona, blå	PVC-fri	100*/1500
606053	Propp, hane/hona, röd	PVC-fri	100*/1500



Flowkeeper

Sätts på infusionsslangen och förhindrar att slangen knickas och att flödet minskar. Monteras enkelt genom att man lägger slangen ovanpå och sedan trycker ner den i skåran, från ena ändan till den andra. Placeras med fördel så nära iv katetern som möjligt, men möjligheterna är obegränsade



- Enkel att använda
- Kan flyttas även efter att den satts på plats
- PVC-fritt material

Art nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR700	Flowkeeper	PVC-fri	100*/3000

Material:
Backventil: Silikon / SAN
Skyddspropp: PE/PP
Flowkeeper: PP

Sterilisering: EO
Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack
* = minsta kvantitet/beställning