



Nenä-mahaletkut

Laaja valikoima korkealaatuisia nenä-mahaletkuja. Letkut on valmistettu ftalaattivapaasta PVC:sta, ne ovat joustavia, eivätkä tukkeudu taivutettaessa.

- Värikoodatut liittimet helpottavat kokojen tunnistamista
- Nenä-mahaletkussa mitta-asteikko 45/55/65 cm distaalipäästä
- Sterilointimenetelmä: EO
- Steriili repäisy pakkaus

Materiaali:
DEHP:tön PVC. Ftalaatiton, lateksiton
Os.pakk = pienin toim.erä
Valmistaja: Mediplast AB / www.mediplast.com

Nenä-mahaletkut

Tuotenro	Koko / CH	Väri	Os./ Kulj.pakk
Nenä-mahaletku - Standardi rtg-pos. viivalla, 80 cm			
60612616-1	16	oranssi	25/300
60612618-1	18	punainen	25/300
60612620-1	20	keltainen	25/300
60612622-1	22	rosa	25/150
60612624-1	24	sininen	25/150
60612626-1	26	tumm.pun.	25/150
60612628-1	28	harmaa	25/150
60612630-1	30	valkoinen	25/150

