

independence with confidence

www.optimummedical.de

Ugo fix™
sleeve leg bag holder
(tasku keräypussille)



Suunniteltu tukemaan
keräypusseja, jotka on kiinnitetty
sisäkatetreihin ja vaippoihin



optimummedical®

Ugo fix™

sleeve leg bag holder

(Beinbeuteltasche)

Optimum Medical ymmärtää turvallisen ja luotettavan katetrin ja keräyspussin kiinnityksen tarpeen.

Olemme kehittäneet **Ugo Fix Sleeve** (hiha) antamaan potilaalle luottamusta ja mukavuutta turvallista ja vapaata liikkumista varten.

Ugo Fix Sleeve (katetrihihnat) on suunniteltu tukemaan virtsatiekatetreihin, suprapubisiin katetreihin ja vaippajärjestelmiin liitettyjä keräyspusseja.

EI SISÄLLÄ LATEKSIA

Avainvahvuudet:

- Pestävät, neulotut kuituseokset tarjoavat lujuutta ja kestävyyttä
- Jalan mukainen muotoilu mahdollistaa virtsan tasaisen jakautumisen ja vähentää ääniä
- Säteittäiset elastaaniliuskat tukevat ja mahdollistavat hallitun laajentumisen pussin täytyessä
- Ulkoinen sauma estää ihovaurioita ja on käyttäjälle mukava
- Vahvistettu lähdön aukko antaa jatkuvaa tukea
- Lisätty ylä- ja alanauhojen leveyttä ja lujuutta tukea ja kiinnitystä varten
- Ei tarpeettomia letkureikiä yläsaumassa, joka estää dreeniliitännän irtoamisen
- Värikoodattu yläsauma auttaa oikeassa sovituksessa ja järjestämisessä
- Ihanteellinen lisävaruste on Ugo Fix Catheter Strap (katetrin kiinnittimet)



MITEN KÄYTÄT UGO FIX SLEEVE JALKAKIINNIKETTÄ

Ennen sovitus on tärkeää mitata reiden tai pohkeen suurin ympärysmitta ja valita sen perusteella oikea koko seuraavasta taulukosta.

Tuotenro	PIP koodi	Tuotteen kuvaus	Os.pakk	Ulkopussi
603005	394-0178	Ugo Fix Sleeve Pieni - 24 cm-39 cm	4 kpl.	80 kpl.
603006	394-0160	Ugo Fix Sleeve Keskikoko - 36 cm-55 cm	4 kpl.	80 kpl.
603007	394-0152	Ugo Fix Sleeve Suuri - 40 cm-70 cm	4 kpl.	80 kpl.
603008	394-0145	Ugo Fix Sleeve Erityissuuri - 65 cm-95 cm	4 kpl.	80 kpl.



Suosittelimme, että **Ugo Fix Sleeve** (hiha) vaihdetaan päivittäin tai useammin, jos se likaantuu. Helpottaaksemme tätä olemme pakanneet taskut neljän pakkauksiin päivittäisen käyttö- ja pesukierron helpottamiseksi. Jotta **Ugo Fix Sleeve** (hihan) toiminta pysyy parhaalla tasolla, suosittelemme, että potilas pesee taskun pyykkipussissa. Tätä helpottamaan toimitamme pyykkipussin jokaisessa **Ugo Fix Sleeve** (hiha).

1 Vedä **Ugo Fix Sleeve** (hiha) jalan yli, ja sijoita se reiteen tai pohkeeseen. Varmista, että värillinen raita on ylhäällä ja ulospäin.

2 Liu'uta keräyspussi etutaskuun sen yläreunassa olevan aukon kautta.

3 Vedä dreenukset taskun pohjan reiän läpi, ja säädä asento mukavaksi ja dreenuksen kannalta parhaaksi.

→ Voit nyt tyhjentää keräyspussin poistamatta sitä **Ugo Fix Sleeve** (hihasta).





optimum medical
support™



Koulutusta ja tietoa optimaaliseen hoitoon

Katso lisätietoja osoitteesta www.optimummedicalsupport.co.uk

YMPÄRISTÖKÄYTÄNTEET



Lääkinnällisten tuotteiden valmistajana tiedostamme, että meillä on vastuu pienentää vaikutustamme ympäristöön ja säästää luonnonvaroja. Pyrimme käyttämään pienintä käyttökelpoista pakkauskokoa minimoidaksemme materiaalien käytön ja kaatopaikkajätteen jalanjäljen.



Tuotteitamme kuljetukseen liittyen varmistamme, että kuljetus tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Kaikki painettu materiaali on 50 % kierrätettyä ja sertifioitua FSC:n 's Chain-of-Custody -ohjelmassa.



optimummedical

MEDI PLAST®

Jälleenmyyjä Medioplast Fenno Oy

Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa

Puh 09 276 3600 | asiakaspalvelu@mediplast.com | www.mediplast.com

Optimum Medical

Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826

enquiries@optimummedical.co.uk | www.optimummedical.co.uk

