

Sekoitussetti

- Suljettu järjestelmä toksisten lääkkeiden valmisteluun ja antoon
- Helppo ja yksinkertainen käyttää
- PVC-vapaa tai DEHP-vapaa PVC
- Tekee lääkkeiden käsittelystä turvallista ja auttaa estämään vuotamisen ja aineille altistumisen
- 15 µm nestesuodatin ja pistinkärki 0,2 µm ilmasuodattimella
- Rullasulkijalla on mahdollista säätää tarkka ja turvallinen tiputusnopeus
- Silikonoimaton pistinkärki turvalliseen yhdistämiseen infuusiopusseihin/-pulloihin
- Virtauksenpysäytys hydrofobisella suodattimella, joka helpottaa täyttöä ja vähentää vuoto- ja kontaminaatoriskiä
- Itsestään palautuva pyörivä luer-liitin
- Suljettu uros-luer-adapteri takaa turvallisen valmistelun, annon ja irrotuksen
- Saatavana neulattomalla liittimellä, 3-tiehanalla ja/tai useammalla kuin yhdellä pistinkärgellä
- MR-yhteensopiva



Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR03508057	Sekoitussetti 180 cm	PVC-vapaa	10/100*
60MR03508357T	Sekoitussetti 180 cm	DEHP-vapaa PVC	10/100*
60MR03508057L	Sekoitussetti 180 cm	PVC-vapaa	10/100*
60SRL03508057N	Sekoitussetti 180 cm, pistinkärki, letku neulattomalla liittimellä	PVC-vapaa	100/100*
60SRL03508057CN	Sekoitussetti 180 cm, pistinkärki, letku neulattomalla liittimellä, suljettu uros-luer-adapteri ja täyttötulppa	PVC-vapaa	100/100*
60SRL03508057C	Sekoitussetti 180 cm, neulaton liitin	PVC-vapaa	100/100*
60SRL03508057CL	Sekoitussetti 180 cm, neulaton liitin, suljettu uros-luer-adapteri ja täyttötulppa	PVC-vapaa	100/100*
60SRL03508057L	Sekoitussetti 180 cm, suljettu uros-luer-adapteri ja täyttötulppa	PVC-vapaa	10/100*

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60SRL03508067P	Sekoitussetti 180 cm, 3-tiehana neulattomalla liittimellä ja 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*
60MR03508058	Sekoitussetti 180 cm kahdella pistinkärjellä	PVC-vapaa	10/50*
60SRL03508058	Sekoitussetti 180 cm, suljettu uros-luer-adapteri ja täyttötulppa, kahdella pistinkärjellä	PVC-vapaa	10/100*
60SRL03508052	Sekoitussetti 180 cm kahdella pistinkärjellä	PVC-vapaa	10/100*
60SRL03508252	Sekoitussetti 180 cm, neulaton liitin + 12 cm jatkoletku, double spike	PVC-vapaa	10/100*
60SRL03508152	Sekoitussetti 180 cm, 3-tiehana + 15 cm jatkoletku, kahdella pistinkärkeä	PVC-vapaa	10/100*
60SRL03508053	Sekoitussetti 180 cm, kolme pistinkärkeä	PVC-vapaa	50/50*
60SRL03508253	Sekoitussetti 180 cm, neulaton liitin + 12 cm jatkoletku, kolme pistinkärkeä	PVC-vapaa	50/50*
60SRL03508153	Sekoitussetti 180 cm, 3-tiehana + 15 cm jatkoletku, kolme pistinkärkeä	PVC-vapaa	50/50*
60SRL03508054	Sekoitussetti 180 cm, neljä pistinkärkeä	PVC-vapaa	50/50*
60SRL03508254	Sekoitussetti 180 cm, neulaton liitin + 12 cm jatkoletku, neljä pistinkärkeä	PVC-vapaa	50/50*
60SRL03508154	Sekoitussetti 180 cm, 4-tiehana + 15 cm jatkoletku, neljä pistinkärkeä	PVC-vapaa	50/50*
60SRL03508055	Sekoitussetti 180 cm, viisi pistinkärkeä	PVC-vapaa	50/50*
60SRL03508255	Sekoitussetti 180 cm, neulaton liitin + 12 cm jatkoletku, viisi pistinkärkeä	PVC-vapaa	50/50*
60SRL03508155	Sekoitussetti 180 cm, 5-tiehana + 15 cm jatkoletku, viisi pistinkärkeä	PVC-vapaa	50/50*
60MR03508257	Sekoitussetti 320 cm	PVC-vapaa	10/100*

Materiaali: Letku: PVC DEHP-VAPAA/TPE Tippakammio: SB / PVC DEHP-VAPAA Pistinkärki: ABS Ilmasuodatin: PP/PS/SB/HDPE/silikoni Nestesuodatin: PA Rullasulkija: ABS/PS Puristin: PP	Täyttötulppa/virtauksenpysäytin: ABS/PE 3-tiehana: PC/HDPE Suljettu uros-luer-adapteri: PSU/PE Hydrofobinen korkki: PP/akryyli Liitin: ABS Neulaton liitin: PC/silikoni Luer-liitin: ABS	Sterilointi: EO Sekoitussetti 20 drp aqua dest = 1 ml Kertakäyttöinen, steriilisti yksittäispakattu repäisyypakkaukseen * = pienin tilausmäärä
--	--	--