



MEDI PLAST

KÄÄREIDEN

HELMI.

Gemini-sterilointikääre

Varmista steriloinnin luotettavuus

GEMINI-STERILOINTIKÄÄRE VARMISTAA STERILOINNIN LUOTETTAVUUDEN.

Laskostuva ja vahvempi

Gemini-kääre kestää repeytymistä tai reikiintymistä paremmin kuin tavalliset SMS-kääreet. Se on erittäin pehmeä ja helppo kääriä helpottaen työskentelyä.

Lähes nukkaamaton ja parempi tarttuvuuspinna

Sterilointiteippi tarttuu hyvin kääreen pintaan. Luonnostaan lähes nukkaantumaton materiaali auttaa ylläpitämään pakkauksen steriilinä.

Valmistettu ainutlaatuisesta SSMMS-kankaasta, jossa on todistettu läpäisevyysuoja

Geminin kestävä monikerroksinen ja 100% polypropyleenistä (EN 11607-1- ja EN 868-2 -testattu) koostuva rakenne suojaa erinomaisesti nesteiltä ja hiukkasilta.

Monipuolinen

Medlinen Gemini-kääre on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa yleisimmissä steriloinnin prosesseissa, kuten:

GEM0-GEM5


- > Esityhjiöhöyrysterilointi
- > Painovoimahöyrysterilointi

GEM1-GEM5

- > Etyleenioksidisterilointi (EtO)
- > STERRAD®-sterilointi
- > STERIS V-PRO® -sterilointi matalassa lämpötilassa
- > STERIZONE® VP4 -sterilointi.

WRAP-sertifiointi

Gemini-kääreet on valmistettu WRAP-sertifioidussa laitoksessa. Työ- ja ihmisoikeuksien edistäminen ja kunnioittaminen tuotantoketjussa on osa Medlinen yhteiskuntavastuuta. Tarkempia tietoja WRAPin 12 periaatteesta löytyy verkkosivulta: www.wrapcompliance.org.



YKSINKERTAINEN GEMINI-STERILOINTIKÄÄRE

Yksinkertainen Gemini-sterilointikääre soveltuu sterilointilaitteisiin silloin kun käytetään kahta käärearkkia lääkinnällisen laitteen tai instrumenttisarjan käärimiseen.



	GEM0 40 g	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g	GEM5 75 g
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1 000 kpl/Itk	GEM1118-EU 1 000 kpl/Itk	GEM2118-EU 1 000 kpl/Itk	GEM3118-EU 600 kpl/Itk		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1 000 kpl/Itk	GEM1120-EU 1 000 kpl/Itk	GEM2120-EU 500 kpl/Itk	GEM3120-EU 250 kpl/Itk		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 kpl/Itk	GEM1124-EU 500 kpl/Itk	GEM2124-EU 500 kpl/Itk	GEM3124-EU 250 kpl/Itk	GEM4124-EU 250 kpl/Itk	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 kpl/Itk	GEM1130-EU 300 kpl/Itk	GEM2130-EU 300 kpl/Itk	GEM3130-EU 200 kpl/Itk	GEM4130-EU 250 kpl/Itk	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 kpl/Itk	GEM1136-EU 300 kpl/Itk	GEM2136-EU 300 kpl/Itk	GEM3136-EU 150 kpl/Itk	GEM4136-EU 150 kpl/Itk	GEM5136-EU 144 kpl/Itk
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 kpl/Itk	GEM1140-EU 250 kpl/Itk	GEM2140-EU 250 kpl/Itk	GEM3140-EU 150 kpl/Itk	GEM4140-EU 150 kpl/Itk	GEM5140-EU 96 kpl/Itk
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250 kpl/Itk	GEM1145-EU 250 kpl/Itk		GEM3145-EU 100 kpl/Itk	GEM4145-EU 100 kpl/Itk	GEM5145-EU 96 kpl/Itk
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 kpl/Itk	GEM1148-EU 250 kpl/Itk	GEM2148-EU 100 kpl/Itk	GEM3148-EU 50 kpl/Itk	GEM4148-EU 50 kpl/Itk	GEM5148-EU 48 kpl/Itk
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 kpl/Itk	GEM1154-EU 100 kpl/Itk	GEM2154-EU 100 kpl/Itk	GEM3154-EU 50 kpl/Itk	GEM4154-EU 50 kpl/Itk	GEM5154-EU 48 kpl/Itk
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 kpl/Itk			GEM3172-EU 50 kpl/Itk	GEM4172-EU 50 kpl/Itk	

GEMINI -KAKSOISSTERILOINTIKÄÄRE

Gemini kaksoiskääre tarjoaa sekä monikerrosteknologian että erivärisyyden edut sterilointiprosesseihin, joissa käytetään kaksoiskäärintää. Tässä ratkaisussa yhdistyvät repeytymättömyys ja varmuus, ja se on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa yleisimmässä steriloinnin prosesseissa.



	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 kpl/Itk	GEM2124INT-EU 500 kpl/Itk	GEM3124INT-EU 250 kpl/Itk	GEM4124INT-EU 250 kpl/Itk
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 kpl/Itk	GEM2130INT-EU 300 kpl/Itk	GEM3130INT-EU 200 kpl/Itk	GEM4130INT-EU 250 kpl/Itk
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 kpl/Itk	GEM2136INT-EU 300 kpl/Itk	GEM3136INT-EU 150 kpl/Itk	GEM4136INT-EU 150 kpl/Itk
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 kpl/Itk	GEM2140INT-EU 250 kpl/Itk	GEM3140INT-EU 150 kpl/Itk	GEM4140INT-EU 150 kpl/Itk
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 kpl/Itk	GEM2148INT-EU 100 kpl/Itk	GEM3148INT-EU 50 kpl/Itk	GEM4148INT-EU 50 kpl/Itk
137 x 137 cm	GEM1154INT-EU 100 kpl/Itk	GEM2154INT-EU 100 kpl/Itk	GEM3154INT-EU 50 kpl/Itk	GEM4154INT-EU 50 kpl/Itk
137 x 183 cm			GEM3172INT-EU 50 kpl/Itk	GEM4172INT-EU 50 kpl/Itk

YHTEENSAUMATTU GEMINI -KAKSOISSTERILOINTIKÄÄRE

Yhteensaumattu Gemini-kääre tuo varmuutta sterilointiprosessiin. Kaksi arkkia yhteensaumattuna tarjoaa poikkeuksellista kestävyyttä ja parantaa tehokkuutta. Kaksi eri väriä helpottaa reikien havaitsemista ja instrumenttisetien erottamista toisistaan.



	GEM0 40 g	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g	GEM5 75 g
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 kpl/Itk	GEM1118T-EU 500 kpl/Itk	GEM2118T-EU 500 kpl/Itk	GEM3118T-EU 300 kpl/Itk		
51 x 51 cm	GEM0120T-EU 500 kpl/Itk	GEM1120T-EU 500 kpl/Itk	GEM2120T-EU 250 kpl/Itk	GEM3120T-EU 125 kpl/Itk		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 kpl/Itk	GEM1124T-EU 250 kpl/Itk	GEM2124T-EU 250 kpl/Itk	GEM3124T-EU 100 kpl/Itk	GEM4124T-EU 100 kpl/Itk	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 kpl/Itk	GEM1130T-EU 150 kpl/Itk	GEM2130T-EU 150 kpl/Itk	GEM3130T-EU 75 kpl/Itk	GEM4130T-EU 100 kpl/Itk	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 kpl/Itk	GEM1136T-EU 150 kpl/Itk	GEM2136T-EU 150 kpl/Itk	GEM3136T-EU 75 kpl/Itk	GEM4136T-EU 75 kpl/Itk	GEM5136T-EU 72 kpl/Itk
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 kpl/Itk	GEM1140T-EU 100 kpl/Itk	GEM2140T-EU 100 kpl/Itk	GEM3140T-EU 75 kpl/Itk	GEM4140T-EU 75 kpl/Itk	GEM5140T-EU 48 kpl/Itk
114 x 114 cm	GEM0145T-EU 100 kpl/Itk	GEM1145T-EU 100 kpl/Itk		GEM3145T-EU 50 kpl/Itk	GEM4145T-EU 50 kpl/Itk	GEM5145T-EU 48 kpl/Itk
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 kpl/Itk	GEM1148T-EU 100 kpl/Itk	GEM2148T-EU 50 kpl/Itk	GEM3148T-EU 30 kpl/Itk	GEM4148T-EU 30 kpl/Itk	GEM5148T-EU 24 kpl/Itk
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 kpl/Itk	GEM1154T-EU 50 kpl/Itk	GEM2154T-EU 50 kpl/Itk	GEM3154T-EU 30 kpl/Itk	GEM4154T-EU 30 kpl/Itk	GEM5154T-EU 24 kpl/Itk
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 kpl/Itk	GEM4172T-EU 30 kpl/Itk	GEM5172T-EU 24 kpl/Itk

KÄÄREIDEN LISÄTARVIKKEET

TARJOTTIMEN IMUPAPERI

Paperinen imusuoja edistää kondensaatioveden imeytymistä steriloinnin aikana.



Tuotenumero	Mitat	Pakkauskoko
TLC009	30 x 30 cm	2 000
TLC010	30 x 45 cm	1 000
TLC011	30 x 60 cm	1 000

PÖLYSUOJAT

Nämä suojaavat instrumenttikoreja pölyltä ja muilta ympäristön epäpuhtauksilta. Valmistettu kestävästä ja laadukkaasta polyeteenistä, suljettava.

Tuotenumero	Mitat	Pakkauskoko
MDS100815	20 x 30 cm	1 000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100



Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Medlinen asiakkuuspäällikköön tai käymällä verkkosivustollamme: www.medline.eu/uk



Jälleenmyyjä:

Mediplast Fenno Oy
PL 153, 01531 Vantaa
Suomi
Puh 09 276 360

asiakaspalvelu@mediplast.com
www.mediplast.com



Gemini-kääreet ovat luokan I epästeriilejä lääkinnällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi. Lue käyttöohjeet ja varoitukset pakkauksesta ennen käyttöä.

Korien irtosuojat ovat luokan I epästeriilejä lääkinnällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi. Lue käyttöohjeet ja varoitukset pakkauksesta ennen käyttöä.

Tämän dokumentin käännöksen teki Medioplast Fenno Oy. Saadaksesi Medlinen verifioiman englanninkielisen version, käänny jakelijan puoleen. Pidätämme oikeuden korjata tässä esitteessä mahdollisesti esiintyviä virheitä.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline on yhdysvaltalaisen Medline Industries, LP -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. ML678_FI 02/2022.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Ranska



Clinipak Ltd
Beech House, Knaves Beech Business Centre, Loudwater
High Wycombe, Bucks, HP10 9SD, Yhdistyneet kuningaskunnat