



optiLubereach™

developed by clinicians, for clinicians

vattenlöslig glidgel
används vid diagnostik och terapi

STERIL GLIDGEL I TUB

TUB MED NIPPEL 5ge 15ge STERILE R CE 0473

- **OptiLube Reach™** finns i en mjuk tub med 1,5 cm nippel som tillåter en mer exakt applicering av gelen
- Vattenlöslig, pH balanserad, universal glidgel för professionellt bruk
- Finns i två olika storlekar anpassade efter behov
- Fri från petroleum, fettfri, klistrar inte
- Säker att använda direkt på hud eller slemhinnor
- Skadar inte gummi eller metall
- Vrid-och-snäppkork som lätt öppnas med en hand

Art.nr.	Beskrivning	Avd.frp	Trsp.frp
60101140	Glidgel steril i tub med nippel, 5g	36	360
60101141	Glidgel steril i tub med nippel, 15g	24	240

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC, Class IIa sterile



optimummedical®

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Mediplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö

T 020-78 80 35

mediplast.info@mediplast.com

www.mediplast.com