



danumed® FeedBag

Tyhjä pussi enteraaliseen ravitsemukseen ja nestetasapainon ylläpitoon

danumed® Feedbag on tyhjä pussi enteraaliseen ravitsemukseen suurella 1500 ml:n täyttötilavuudella.

Ulostuloletkun ENPlus -portti mahdollistaa liittämisen danumed® Gravity-syöttösetteihin ja kaikkiin muihinkin markkinoilla oleviin ENPlus liitännällä varustettuihin painovoimasetteihin.

TURVALLISUUS JA MUKAVUUS

- Korkealaatuinen materiaali
- ENPlus-portti enteraaliseen ravinnonantojärjestelmiin liittämistä varten
- Suuri pussin tilavuus 1500 ml
- Pussin materiaali mahdollistaa erilaiset tunnistusmerkinnät
- 100 ml:n asteikko
- Letkunsulkija nopeaan annostelun pysäytykseen
- Iso suuaukko pussin helppoon täyttöön



danumed® FeedBag

Laadukas, ekonominen versio, joka on lateksiton, PVC-, DEHP- ja BPA-vapaa..

REF	Tuotteen kuvaus	Kpl/ myyntiyksikkö
DA 1051 1000	danumed®FeedBag	30 kpl

FeedBag on steriilisti yksittäin pakattu.
30 kpl / kulj.pakk.

danumed® FeedBag on
• lateksiton • DEHP-vapaa • BPA-vapaa

danumed® FeedBag Premium

Ensiluokkainen PVC-vapaa malli, joka on valmistettu EVA-materiaalista korkealaatuisella pinnoitteella.

REF	Tuotteen kuvaus	Kpl/ myyntiyksikkö
DA 1051 1001	danumed®FeedBag Premium	30 kpl

danumed® FeedBag Premium on steriilisti yksittäin pakattu.
30 kpl / kulj.pakk.

danumed® FeedBag Premium on
• lateksiton • PVC-vapaa • DEHP-vapaa • BPA-vapaa

Jälleenmyyjä:

MEDI PLAST

Medioplast Fenno Oy

PL 153, 01531 Vantaa

Puh: 09 276 360

asiakaspalvelu@mediplast.com

www.mediplast.com