

## Produktdatablad

# Munnbind type FFP1

## Åndedrettsvern

**Artikkelnummer**  
**NON24600**


**Produktbeskrivelse**

Avsmalnende • Polypropen og polyester mot ansiktet og på utsiden • Dobbelt elastisk strikk rundt hodet • Hvit

**Tekniske data**
**Fysiske egenskaper**
**Krav i henhold til EN149 type FFP1**
**Medlines resultat**
**Total lekkasje fra utsiden (%)**
**22**
**2,68**
**Natriumkloridtest 95 l/min, % maks**
**20**
**0,84**
**Parafinøljetest 95 l/min, % maks**
**20**
**3,36**
**Pustemotstand, inhalasjon, 30l/min, maks mbar**
**0,6**
**0,42**
**Pustemotstand, inhalasjon, 95l/min, maks mbar**
**2,1**
**1,36**
**Pustemotstand, utånding, 160l/min, maks mbar**
**3**
**2,31**
**Materiale, produkt**

Utside: Polypropen og polyester, hvit  
 Mot ansiktet: Polypropen og polyester, hvit  
 Neseclype: Følger EUs nikkeldirektiv  
 Skumgummikant: Polyester  
 Strikk rundt hode: Lateksfritt, Polyester, Spandex

**Mål**

130 x 110 mm

**Forpakning**

 20 stk./eske  
 240 stk./transportforpakning

**Krav**

 EU's PPE direktiv 2016/425 - E149+A1:2009 FFP1  
 Personal protective Equipment Category III

Produsent: Medline International France SAS – EN ISO 13485  
 Glassfiberfritt, ikke-målbare verdier av formaldehyd  
 Alle materialer er testet for hudirritasjon og hudfølsomhet  
 Transp.forp. = minste salgsenhet


**Destruksjon:**

Produktet: forbrenning

Dispensereske: gjenvinnbar kartong

Transp.forp.: gjenvinnbar

bølgepappkartong, ikke klorbleket

## Produktdatablad

# Munnbind type FFP1

## Åndedrettsvern

**Artikkelnummer**  
**RFP1F**

**Produktbeskrivelse**

Kan brettes flat • Polypropen og polyester mot ansiktet og på utsiden • Dobbelt elastisk strikk rundt hodet • Hvit

**Tekniske data**
**Fysiske egenskaper**
**Krav i henhold til EN149 type FFP1**
**Medlines resultat**
**Total lekkasje fra utsiden (%)**
**22**
**2,85**
**Natriumkloridtest 95 l/min, % maks**
**20**
**1,03**
**Parafinøljetest 95 l/min, % maks**
**20**
**3,61**
**Pustemotstand, inhalasjon, 30l/min, maks mbar**
**0,6**
**0,3**
**Pustemotstand, inhalasjon, 95l/min, maks mbar**
**2,10**
**0,97**
**Pustemotstand, utånding, 160l/min, maks mbar**
**3,00**
**1,73**
**Materiale, produkt**

Utside:	Polypropen og polyester, hvit
Mot ansiktet:	Polypropen og polyester, hvit
Neseklype:	Følger EUs nikkeldirektiv
Skumgummikant:	Polyester
Strikk rundt hode:	Lateksfritt, Polyester, Spandex

**Mål**

Høyde 180 mm, fra nese til ytterspiss 80 mm, bredde 90 mm

**Forpakning**

 20 stk./eske  
 240 stk./transportforpakning

**Krav**

 EU's PPE direktiv 2016/425 - E149+A1:2009 FFP1  
 Personal protective Equipment Category III

 Produsent: Medline International France SAS – EN ISO 13485  
 Glassfiberfritt, ikke-målbare verdier av formaldehyd  
 Alle materialer er testet for hudirritasjon og hudfølsomhet  
 Transp.forp. = minste salgsenhet

**Destruksjon:**

Produktet: forbrenning

Dispensereske: gjenvinnbar kartong

Transp.forp.: gjenvinnbar

bølgepappkartong, ikke klorbleket

## Produktdatablad

# Munnbind type FFP2

## Åndedrettsvern

**Artikkelnummer**  
**NONE24508**

**Produktbeskrivelse**

Kan brettes flat • Polypropen og polyester mot ansiktet og på utsiden • Dobbelt elastisk strikk rundt hodet • Hvit

**Tekniske data**
**Fysiske egenskaper**
**Krav i henhold til EN149 type FFP2**
**Medlines resultat**
**Total lekkasje fra utsiden (%)**
**22**
**2,85**
**Natriumkloridtest 95 l/min, % maks**
**20**
**1,03**
**Parafinøljetest 95 l/min, % maks**
**20**
**3,61**
**Pustemotstand, inhalasjon, 30l/min, maks mbar**
**0,6**
**0,3**
**Pustemotstand, inhalasjon, 95l/min, maks mbar**
**2,10**
**0,97**
**Pustemotstand, utånding, 160l/min, maks mbar**
**3,00**
**1,73**
**Materiale, produkt**

Utside:	Polypropen og polyester, hvit
Mot ansiktet:	Polypropen og polyester, hvit
Neseklype:	Følger EUs nikkeldirektiv
Skumgummikant:	Polyester
Strikk rundt hode:	Lateksfritt, Polyester, Spandex

**Mål**

Høyde 180 mm, fra nese til ytterspiss 80 mm, bredde 90 mm

**Forpakning**

 20 stk./eske  
 240 stk./transportforpakning

**Krav**

 EU's PPE direktiv 2016/425 - E149+A1:2009 FFP2  
 Personal protective Equipment Category III

 Produsent: Medline International France SAS – EN ISO 13485  
 Glassfiberfritt, ikke-målbare verdier av formaldehyd  
 Alle materialer er testet for hudirritasjon og hudfølsomhet  
 Transp.forp. = minste salgsenhet

**Destruksjon:**
**Produktet: forbrenning**
**Dispensereske: gjenvinnbar kartong**
**Transp.forp.: gjenvinnbar**
**bølgepappkartong, ikke klorbleket**

## Produktdatablad

# Munnbind type FFP2

## Åndedrettsvern

**Artikkelnummer**  
**NONE24509**

**Produktbeskrivelse** Avsmalnende • Polypropen og polyester mot ansiktet og på utsiden • Dobbelt elastisk strikk rundt hodet • Hvit

**Tekniske data**
**Fysiske egenskaper**
**Krav i henhold til EN149 type FFP2**
**Medlines resultat**
**Total lekkasje fra utsiden (%)**
**8**
**2,68**
**Natriumkloridtest 95 l/min, % maks**
**6**
**0,724**
**Parafinøljetest 95 l/min, % maks**
**6**
**3,36**
**Pustemotstand, inhalasjon, 30l/min, maks mbar**
**0,7**
**0,67**
**Pustemotstand, inhalasjon, 95l/min, maks mbar**
**2,4**
**1,36**
**Pustemotstand, utånding, 160l/min, maks mbar**
**3**
**2,38**
**Materiale, produkt**

 Utside: Polypropen og polyester, hvit  
 Mot ansiktet: Polypropen og polyester, hvit  
 Neseclype: Følger EUs nikkeldirektiv  
 Skumgummikant: Polyester  
 Strikk rundt hode: Lateksfritt, Polyester, Spandex

**Mål**

130 x 110 mm

**Forpakning**

 20 stk./eske  
 240 stk./transportforpakning

**Krav**

 EU's PPE direktiv 2016/425 - E149+A1:2009 FFP2  
 Personal protective Equipment Category III

 Produsent: Medline International France SAS – EN ISO 13485  
 Glassfiberfritt, ikke-målbare verdier av formaldehyd  
 Alle materialer er testet for hudirritasjon og hudfølsomhet  
 Transp.forp. = minste salgsenhet

**Destruksjon:**
**Produktet: forbrenning**
**Dispensereske: gjenvinnbar kartong**
**Transp.forp.: gjenvinnbar**
**bølgepappkartong, ikke klorbleket**

Produktdatablad

# Munnbind type FFP2 Åndedrettsvern

**Artikkelnummer  
NON24509V**



**Produktbeskrivelse** Avsmalnende • Polypropen og polyester mot ansiktet og på utsiden • Utpustventil • Dobbelt elastisk strikk rundt hodet • Hvit

Tekniske data	Fysiske egenskaper	Krav i henhold til EN149 type FFP2	Medlines resultat
	Total lekkasje fra utsiden (%)	8	4,28
	Natriumkloridtest 95 l/min, % maks	6	0,24
	Parafinøljetest 95 l/min, % maks	6	0,68
	Pustemotstand, inhalasjon, 30l/min, maks mbar	0,7	0,42
	Pustemotstand, inhalasjon, 95l/min, maks mbar	2,4	1,52
	Pustemotstand, utånding, 160l/min, maks mbar	3	2,45

<b>Materiale, produkt</b>	Utside: Polypropen og polyester, hvit Mot ansiktet: Polypropen og polyester, hvit Neseclype: Følger EUs nikkeldirektiv Skumgummikant: Polyester Strikk rundt hode: Lateksfritt, Polyester, Spandex Ventil: ABS
---------------------------	---

<b>Mål</b>	130 x 110 mm
------------	--------------

<b>Forpakning</b>	10 stk./eske 120 stk./transportforpakning
-------------------	--

<b>Krav</b>	EU's PPE direktiv 2016/425 - E149+A1:2009 FFP2 Personal protective Equipment Category III
-------------	--

Produsent: Medline International France SAS – EN ISO 13485  
Glassfiberfritt, ikke-målbare verdier av formaldehyd  
Alle materialer er testet for hudirritasjon og hudfølsomhet  
Transp.forp. = minste salgsenhet



**Destruksjon:**  
 Produktet: forbrenning  
 Dispensereske: gjenvinnbar kartong  
 Transp.forp.: gjenvinnbar  
 bølgepappkartong, ikke klorbleket

## Produktdatablad

 Munnbind type FFP2  
 Åndedrettsvern

**Artikkelnummer**  
**RFP2FV**


**Produktbeskrivelse** Kan brettes flat • Polypropen og polyester mot ansiktet og på utsiden • Utpustventil  
 • Dobbelt elastisk strikk rundt hodet • Hvit

**Tekniske data**

Fysiske egenskaper	Krav i henhold til EN149 type FFP2	Medlines resultat
Total lekkasje fra utsiden (%)	8	3,14
Natriumkloridtest 95 l/min, % maks	6	1,29
Parafinøljetest 95 l/min, % maks	6	2,34
Pustemotstand, inhalasjon, 30l/min, maks mbar	0,7	0,59
Pustemotstand, inhalasjon, 95l/min, maks mbar	2,4	1,96
Pustemotstand, utånding, 160l/min, maks mbar	3	1,57

**Materiale, produkt**

Utside: Polypropen og polyester, hvit  
 Mot ansiktet: Polypropen og polyester, hvit  
 Neseclype: Følger EUs nikkeldirektiv  
 Skumgummikant: Polypropen  
 Strikk rundt hode: Lateksfritt, syntetisk gummi

**Mål**

Høyde 180 mm, fra nese til ytterspiss 80 mm, bredde 90 mm

**Forpakning**

 10 stk./eske  
 120 stk./transportforpakning

**Krav**

 EU's PPE direktiv 2016/425 - E149+A1:2009 FFP2  
 Personal protective Equipment Category III

Produsent: Medline International France SAS – EN ISO 13485  
 Glassfiberfritt, ikke-målbare verdier av formaldehyd  
 Alle materialer er testet for hudirritasjon og hudfølsomhet  
 Transp.forp. = minste salgsenhet



**Destruksjon:**  
 Produktet: forbrenning  
 Dispensereske: gjenvinnbar kartong  
 Transp.forp.: gjenvinnbar  
 bølgepappkartong, ikke klorbleket

## Produktdatablad

# Munnbind type FFP3 Åndedrettsvern

**Artikkelnummer  
NON24511**

**Produktbeskrivelse**

Avsmalnende • Polypropen og polyester mot ansiktet og på utsiden • Utpustventil • Dobbelt elastisk strikk rundt hodet • Hvit

**Tekniske data**
**Fysiske egenskaper**
**Krav i henhold til  
EN149 type FFP3**
**Medlines resultat**
**Total lekkasje fra utsiden (%)**
**2**
**0,02**
**Natriumkloridtest 95 l/min,  
% maks**
**1**
**0,08**
**Parafinøljetest 95 l/min,  
% maks**
**1**
**0,045**
**Pustemotstand, inhalasjon,  
30l/min, maks mbar**
**1**
**0,40**
**Pustemotstand, inhalasjon,  
95l/min, maks mbar**
**3**
**1,99**
**Pustemotstand, utånding,  
160l/min, maks mbar**
**3**
**2,20**
**Materiale, produkt**

Utside:	Polypropen og polyester, hvit
Mot ansiktet:	Polypropen og polyester, hvit
Neseklype:	Følger EUs nikkeldirektiv
Skumgummikant:	Polyester
Strikk rundt hode:	Lateksfritt, Polyester, Spandex

**Mål**

130 x 110 mm

**Forpakning**

 20 stk./eske  
240 stk./transportforpakning

**Krav**

 EU's PPE direktiv 2016/425 - E149+A1:2009 FFP3  
Personal protective Equipment Category III

 Produsent: Medline International France SAS – EN ISO 13485  
Glassfiberfritt, ikke-målbare verdier av formaldehyd  
Alle materialer er testet for hudirritasjon og hudfølsomhet  
Transp.forp. = minste salgsenhet

**Destruksjon:**

Produktet: forbrenning

Dispensereske: gjenvinnbar kartong

Transp.forp.: gjenvinnbar

bølgepappkartong, ikke klorbleket

## Produktdatablad

# Munnbind type FFP3

## Åndedrettsvern

**Artikkelnummer**  
**NONE24510VF**

**Produktbeskrivelse**

 Kan brettes flat • Polypropen og polyester mot ansiktet og på utsiden • Utpustventil  
 • Dobbelt elastisk strikk rundt hodet • Hvit

**Tekniske data**
**Fysiske egenskaper**
**Krav i henhold til  
EN149 type FFP3**
**Medlines resultat**
**Total lekkasje fra utsiden (%)**
**2**
**0,158**
**Natriumkloridtest 95 l/min,  
% maks**
**1**
**0,139**
**Parafinøljetest 95 l/min,  
% maks**
**1**
**0,1**
**Pustemotstand, inhalasjon,  
30l/min, maks mbar**
**1**
**0,294**
**Pustemotstand, inhalasjon,  
95l/min, maks mbar**
**3**
**1,01**
**Pustemotstand, utånding,  
160l/min, maks mbar**
**3**
**2,45**
**Materiale, produkt**

Utside:	Polypropen og polyester, hvit
Mot ansiktet:	Polypropen og polyester, hvit
Neseklype:	Følger EUs nikkeldirektiv
Skumgummikant:	Polyester
Strikk rundt hode:	Lateksfritt, syntetisk gummi

**Mål**

Høyde 180 mm, fra nese til ytterspiss 80 mm, bredde 90 mm

**Forpakning**

 10 stk./eske  
 120 stk./transportforpakning

**Krav**

 EU's PPE direktiv 2016/425 - E149+A1:2009 FFP3  
 Personal protective Equipment Category III

 Produsent: Medline International France SAS – EN ISO 13485  
 Glassfiberfritt, ikke-målbare verdier av formaldehyd  
 Alle materialer er testet for hudirritasjon og hudfølsomhet  
 Transp.forp. = minste salgsenhet

**Destruksjon:**
**Produktet: forbrenning**
**Dispensereske: gjenvinnbar kartong**
**Transp.forp.: gjenvinnbar**
**bølgepappkartong, ikke klorbleket**



## Produktdatablad

# Munnbind type FFP3

## Åndedrettsvern

**Artikkelnummer**  
**NON24510V**

**Produktbeskrivelse**

Avsmalnende • Polypropen og polyester mot ansiktet og på utsiden • Utpustventil • Dobbelt elastisk strikk rundt hodet • Hvit

**Tekniske data**
**Fysiske egenskaper**
**Krav i henhold til EN149 type FFP3**
**Medlines resultat**
**Total lekkasje fra utsiden (%)**
**2**
**0,152**
**Natriumkloridtest 95 l/min, % maks**
**1**
**0,354**
**Parafinøljetest 95 l/min, % maks**
**1**
**0,244**
**Pustemotstand, inhalasjon, 30l/min, maks mbar**
**1**
**0,58**
**Pustemotstand, inhalasjon, 95l/min, maks mbar**
**3**
**1,87**
**Pustemotstand, utånding, 160l/min, maks mbar**
**3**
**1,81**
**Materiale, produkt**

Utside:	Polypropen og polyester, hvit
Mot ansiktet:	Polypropen og polyester, hvit
Neseklype:	Følger EUs nikkeldirektiv
Skumgummikant:	Polyester
Strikk rundt hode:	Lateksfritt, Polyester, Spandex

**Mål**

130 x 110 mm

**Forpakning**

 10 stk./eske  
 120 stk./transportforpakning

**Krav**

 EU's PPE direktiv 2016/425 - E149+A1:2009 FFP3  
 Personal protective Equipment Category III

 Produsent: Medline International France SAS – EN ISO 13485  
 Glassfiberfritt, ikke-målbare verdier av formaldehyd  
 Alle materialer er testet for hudirritasjon og hudfølsomhet  
 Transp.forp. = minste salgsenhet

**Destruksjon:**

Produktet: forbrenning

Dispensereske: gjenvinnbar kartong

Transp.forp.: gjenvinnbar

bølgepappkartong, ikke klorbleket