


Indikasjon:

For feste rundt ledd og deler av overkroppen som er vanskelig å bandasjere. Kan også brukes for feste av primærforbindinger og -slinger. Brukes kun på uskadet hud.

Fikseringsbandasje

MEDIPLAST kan tilby DANAMULL fikseringsbandasje. Bandasjene er blod- og væskeavvisende, samt puster lett.

Dobbelvevd med vevde kanter

Elastisitet: 100%

Viskose, Polyamid

Lengde: strukket lengde

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd.frp	Trp.frp
6050601	4 cm x 4 meter	20	1440
6050602	6 cm x 4 meter	20	960
6050603	8 cm x 4 meter	20	720
6050604	10 cm x 4 meter	20	600
6050605	12 cm x 4 meter	20	480

Made in Denmark

Avd.förp = min.kvant/best