

Ny beholder betyder lavere lydniveau



serres

Serres har ændret og forbedret deres beholdere


Den nye beholder har en modificeret vakuumkanal, der gør, at lydniveauet sænkes, og at karakteren af den lyd, der nu opstår, opleves som blødere end tidligere.

Den nye beholder fra Serres giver betydeligt mindre lyd end den gamle. Det viser sig også ved sammenligninger med de almindeligt forekommende produkter på markedet, at ved samme sugestrømning har Serres nye beholder et lavere lydniveau.




Den nye model

LETTERE AFLÆSNING



De nye beholdere har større tekst og tykkere aflæsningslinjer.

For yderligere at forbedre lydbilledet er der også blevet udviklet et nyt design til den grå genbrugelige konnektor.



NY

GAMMEL

Den gamle konnektor har en cirkulær krave og et hul i foden. Den nye har en forbedret indvendig kanal og kan genkendes på den kantede nederste krave.

Husk på at alle nye produkter er fuldt kompatible med hinanden, gammel som ny konnektor til hvilken som helst beholder (ny eller gammel).

Dog får du den bedste effekt (lydsækning) med den NY konnektor sammen med den NY beholder.

BEDRE PLADS



Den nye konnektor er noget højere og giver bedre plads til fingrene ved opkobling og montering.

Vi bibeholder uændrede varenumre og emballagestørrelser.

