



danumed® Stopcock -kolmitiehana

Kolmitiehana ENFit® ja ENSwivel®-liittimillä enteraalisiin annostelujärjestelmiin

Potilasturvallisuus ja käyttömukavuus ovat danumedin tärkeimpiä prioriteetteja.

Kaikki enteraaliset ravitsemusjärjestelmämme on varustettu ENFit® liittimillä DIN EN ISO-80369-3:n mukaisesti tahattomien muihin järjestelmiin virheellisesti liittämisen riskin vähentämiseksi.

danumed® Stopcock on ENFit® -kolmitiehana enteraalisen ravinnon ja lääkkeiden antoon.

ENFit® -uroslittimissä on innovatiivinen ENSwivel® -pyörivä liitin käyttömukavuuden lisäämiseksi.

Kevyt muotoilu miellyttävään käyttökokemukseen.



MUKAVUUS

ENSwivel®

- Ravintoletkujen taittuminen vältetään pelkästään ENSwivel®-liitintä kierrettäessä koko kolmitiehanan sijaan
- Turvallinen, tiivis liitäntä vain "kahden sormen käännöllä". Yksinkertainen, nopea ja mukava.



Suurempi virtausaukko

- Tasainen virtausnopeus enteraalisen ravinnon, nesteiden ja lääkkeiden annossa
- Pyöristetty muoto esteettömän virtauksen varmistamiseksi



TURVALLISUUS

ENFit®

- ENFit®-naarasliitäntä ravinto- tai PEG-letkuun yhdistettäväksi
- Kaksi ENFit® ENSwivel® -uroslitäntää yhdistämisvaihtoehtojen lisäämiseksi

TRITAN™

- Tritan-materiaalista valmistettu danumed® Stopcock on vahvoja liuoksia ja lääkkeitä kestävää muovimateriaalia
- danumed® Stopcock on kestävä materiaalia rikkoutumisten minimoimiseksi

danumed® Stopcock

Tuotteen kuvaus	Kpl/myyntiyksikkö
DA 1051 7022	20 kpl
Jokainen danumed® Stopcock on steriilisti yksittäin pakattu. 20 kpl/ltk, 800 kpl/kulj.pakk.	

Jälleenmyyjä:

MEDI PLAST

Medioplast Fenno Oy
 PL 153, 01531 Vantaa
 Puh: 09 276 360
 asiakaspalvelu@mediplast.com
 www.mediplast.com

danumed® Stopcock on

• lateksiton • PVC-vapaa • DEHP-vapaa • BPA-vapaa