



# danumed® Gravity Spike och Gravity Universal

## Gravitationsaggregat för administrering av enteral näring

*Två versioner för flexibla anslutningsmöjligheter till tomma påsar, förfyllda matningspåsar och flaskor med bred och smal hals:*

- danumed® Gravity Spike med ENPlus Spike
- danumed® Gravity Universal med ENPlus Spike och extra universell adapter

*Slangens stora innerdiameter säkerställer en god flödes hastighet och möjliggör en smidig gravitationsapplicering av även kaloririka och fiberrika sondmatningar*

*Användningstiden för danumed® Gravity Feeding Set är upp till 24 timmar*



### KOMFORT

- Flexibilitet genom möjligheten att ansluta till olika matbehållare.
- Hög flödes hastighet tack vare det stora slanglumen på 5,6 mm.
- Trevägskran för enkel och bekväm administrering av läkemedel.
- Slanglängd 195 cm för bekväm och flexibel hantering
- Transparent droppkammare
- Precisionsrullklämma för individuell reglering av flödes hastigheten

### SÄKERHET

- ENFit® anslutningar på sondersidan och på trevägshanen, i enlighet med DIN EN ISO 80369-3, för att förhindra felaktiga anslutningar med andra system
- Skyddskork på ENPlus Spike, på trevägskranen och på sondens ENFit® anslutning
- Alla danumed® gravitationsaggregat är fria från latex, DEHP och BPA

## danumed® Gravity Spike

Med **ENPlus Spike** för anslutning till förfyllda sondnäringsförpackningar och till danumed® näringsbehållare.

REF	Produktbeskrivning	Försäljningsenhet
DA 1051 0010	danumed® Gravity Spike	30 stycken

danumed® Gravity Spike är individuellt sterilt förpackad. 30 stycken i en transportlåda.



Alla danumed® Gravitationsaggregat är  
• latexfria • DEHP fria • BPA fria

## danumed® Gravity Universal

Med **ENPlus Spike** för anslutning till danumed® näringsbehållare eller förfyllda sondnäringspåsar och med extra **Universal Adapter** med ventilationsventil för anslutning till flaskor med bred och smal hals.

REF	Produktbeskrivning	Försäljningsenhet
DA 1051 0110	danumed® Gravity Universal	30 stycken

danumed® Gravity Universal är individuellt sterilt förpackad. 30 stycken i en transportlåda.



danumed® Universal Adapter med ventilationsventil finns också separat tillgänglig:

REF	Produktbeskrivning	Försäljningsenhet
DA 1051 8003	danumed® Universal Adapter	30 stycken

## Relaterade produkter till danumed® Gravity Spike/Universal:



danumed® FeedBag Näringsbehållare



danumed® Universal Adapter



danumed® GastroTube



**danumed Medizintechnik GmbH – Individuella lösningar är vår standard.**

Vi är ett innovativt, tyskt medicintekniskt företag med högsta kvalitetskrav, mångårig expertis inom enteral nutrition och tydligt kundfokus. Med flexibilitet och tillförlitlighet uppfyller vi även individuella kundönskemål. Personligt, kompetent och samarbetsvilligt.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Tyskland  
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • www.danumed.com

Återförsäljare:

**MEDI PLAST**

Mediplast AB  
Box 1004, 212 10 Malmö  
T 020-78 80 35  
info.se@mediplast.com  
www.mediplast.com

