

STERISET-KONTAINEREIDEN VÄRIKOODIMERKINTÄ



Alumiinilaatat ja kahvat

Steriset-kontaineri on mahdollista värikoodata kahdeksalla erivärisellä alumiinilaatalla. Yhteen kontaineriin voidaan laittaa 2 alumiinilaattaa. Alumiinilaattaan on saatavissa valinnainen teksti. Steriset-kontaineriin on mahdollista saada värikoodatut kahvat esimerkiksi koon mukaan. Kaikki Steriset-kontainerit toimitetaan vakiona harmaalla kahvalla, värilliset kahvat ovat lisävaruste.

Steriset-kontainerin kiinteään pidikkeeseen voidaan kiinnittää värillisiä etikettejä.



Etiketin pidike

Steriset-kontainerin lyhyelle sivulle vaakatasoon voidaan kiinnittää etiketin pidike, joka on irrotettavissa. Myös pitkälle sivulle on saatavissa kiinteästi vaakatasoon kiinnitettävä etiketin pidike.

